BIOCLIN FAST ML FLOW HANSENÍASE

Teste imunocromatográfico rápido para a determinação qualitativa de anticorpos IgM anti-Mycobacterium leprae (hanseníase) em amostras biológicas de sangue total, obtidas por punção digital ou venopunção, soro ou plasma (EDTA, heparina ou citrato). Somente para uso diagnóstico in vitro

REAGENTES

Número 1 (R1): Cassete - Conservar entre 2 e 30 °C. Não congelar. Contém:

A) 01 dispositivo plástico com 01 tira teste contendo:

- Região de Controle (C): Proteína A (>0,06 μg).
- Região de Teste (T): antígeno PGL-I (>0,3 µg).
- Conjugado: Anticorpo anti-IgM humano conjugado com nanopartículas de ouro coloidal.

B) 01 sachê de sîlica

Número 2 (R2): Diluente - Conservar entre 2 e 30°C. Não congelar. Contém: Solução Tampão pH 7,2, surfactante e conservante.

Acessórios para Coleta:

- Pipeta Plástica Descartável
- Lanceta Descartável* +
- Sachê álcool*
- *Este item é encaminhado no kit conforme apresentação comercial
- +O formato e a cor da lanceta podem variar e não interferem no desempenho do acessório e do kit.

AMOSTRAS

Punção digital ou venopunção sangue total, soro ou plasma (EDTA, heparina ou citrato).

COMPONENTES DO KIT



Cassete



- Relógio ou cronômetro - Epi's

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Descarte
- Álcool 70% (p/p)
- Algodão - Sachê álcool

CUIDADOS ESPECIAIS

- Não utilizar o kit fora da data de validade. O prazo de validade está indicado no rótulo do produto.
- Os cassetes (dispositivos de teste) não apresentam substâncias contaminantes, mas como as amostras são biológicas,
- as rotinas de segurança devem ser seguidas com rigor e o uso de jaleco, de luvas descartáveis e máscaras é imprescindível.

TÉCNICA



Retirar o cassete da embalagem protetora, colocá-lo sobre uma superfície limpa e nivelada e identificá-lo de forma adequada.



Lavar e secar as mãos do paciente.



Passar álcool 70% (p/p) na ponta do dedo.



Remover a tampa de proteção da lanceta.




Pressionar a ponta do dedo, promovendo desta forma um acúmulo de sangue nesta região, que será perfurada com a lanceta.


Posicionar e pressionar a lanceta com firmeza sobre a área a ser puncionada.



Coletar o sangue com auxílio da pipeta plástica descartável até o traço marcado.



No poço de amostra, dispensar o sangue pressionando novamente a pipeta.



Segurar o frasco verticalmente e aplicar 2 gotas (aproximadamente 70 μ L) de Diluente (Reagente N° 2) no poço da amostra.




Aguardar a formação das linhas. Interpretar os resultados entre 15 e 20 minutos. Não interpretar aoós 20 minutos.


BIOCLIN FAST ML FLOW HANSENÍASE

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS


Teste Reagente: Formação de uma linha vermelha (de qualquer intensidade) na região teste (T) e outra linha na região do controle (C) nos primeiros 15 a 20 minutos. Não interpretar após 20 minutos.



Teste Não Reagente: Formação de uma linha vermelha na região controle (C) e ausência completa de linha vermelha na região teste (T). Não interpretar após 20 minutos.



Resultado Inválido: Ausência completa de linha na região controle (C) com ou sem linha vermelha na região teste (T). Testar a amostra novamente.



OBSERVAÇÕES

- Os materiais do kit que tiveram contato com o material biológico do paciente devem ter um destino especial.
- Os cassetes (dispositivos de teste), pipetas e frascos de diluente devem ser descartados em lixo biológico e as lancetas em lixo perfurocortantes.
- Caixas, instrução de uso, envelope de alumínio e sachê de sílica podem ser descartados em lixo comum.
- Não utilizar o produto em caso de danos na embalagem.

Revisão: Outubro/2022

Número de registro do KIT BIOCLIN FAST ML FLOW HANSENÍASE na ANVISA: 10269360345



sac@bioclin.com.br www.bioclin.com.br

