

Catálogo: K046-1

**AMILASE CINÉTICA**

Nº de Testes: 60

Versão: 13/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K046-1**

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O Reagente é pronto para uso.

ITEM NAME	AMILASE
METHOD	KINETIC
UNIT	U/L
TEMPERATURE	37°C
WAVELENGTH	405
SUB WAVELENGTH	-
BLANK	NO
FACTOR	3954
NORMS HIGH	90.0
NORMS LOW	0.0
DELAY TIME	30
TEST TIME	180
DECIMAL DIGITS	2
ASPIRATE VOLUME (µL)	500

STANDARD TEST PARAMETERS	
METHOD	-
NUM. OF STD.	-
NUM REPEAT	-
CONCENTRATION	-

CONTROL TEST PARAMETERS	
CONTROL NUMBER	#
AVERAGE VALUE	#
SD	#
BATCH NUMBER	0000

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.