

Catálogo: K107-1

BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO

Nº de Testes: 200

Versão: 06/12/2017

Cód.: 00

Os Reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters

Method No. #	Name BILD	R1	Reagent Name Tampão	Reagent (µl) 200	Water (µl) 0
Print Name Bilirrubina Direta		R2	Reag. De Cor	50	0
Sample Type Serum		Diluent			
Unit mg/dL		Decimal Points	2		
Assay Type End					

Measuring Points	Start	End
1	26	27
2	55	56

Wavelength	Pri 546	Sec. <input type="checkbox"/> Dis. -
------------	---------	--------------------------------------

Normal	Technical Range																				
<table border="0"> <tr> <td>Sampling</td> <td>Sample</td> <td>Diluent</td> </tr> <tr> <td>Dilution 20.0</td> <td>< 0.0</td> <td>< 0.0</td> </tr> <tr> <td>Rerun (High/Prozone) Dilution 20.0</td> <td>< 0.0</td> <td>< 0.0</td> </tr> <tr> <td>Rerun (Low) Dilution 20.0</td> <td>< 0.0</td> <td>< 0.0</td> </tr> </table>	Sampling	Sample	Diluent	Dilution 20.0	< 0.0	< 0.0	Rerun (High/Prozone) Dilution 20.0	< 0.0	< 0.0	Rerun (Low) Dilution 20.0	< 0.0	< 0.0	<table border="0"> <tr> <td>Conc.</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td>12.0</td> </tr> <tr> <td>(mAbs./10)</td> <td>-999999</td> <td>-</td> <td>999999</td> </tr> </table>	Conc.	0.00	-	12.0	(mAbs./10)	-999999	-	999999
Sampling	Sample	Diluent																			
Dilution 20.0	< 0.0	< 0.0																			
Rerun (High/Prozone) Dilution 20.0	< 0.0	< 0.0																			
Rerun (Low) Dilution 20.0	< 0.0	< 0.0																			
Conc.	0.00	-	12.0																		
(mAbs./10)	-999999	-	999999																		

Reaction	Increase	SPT Wash	Enable	Reagent Name	
		Stirring Speed	R1	Middle	R2 Middle

Nº	Range Name	Min	Máx
1	Male-G1	0.00	0.00
2	Male-G2	0.00	0.00
3	Male-G3	0.00	0.00
4	Female-G1	0.00	0.00

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.