

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 125

Versão: 06/12/2017

Cód.: 00

Os Reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters				Reagent Name	Reagent (µl)	Water (µl)																					
Method No.	#	Name	BIOP	R1	Reag. De Cor	200	0																				
Print Name	Bioprot Bioclin			R2																							
Sample Type	Urine			Diluent																							
Unit	mg/dL			Decimal Points	2																						
Assay Type	End																										
Measuring Points	Start	End																									
	1	33	-	34																							
	2	0	-	0																							
Wavelength	Pri	600	Sec.	<input type="checkbox"/>	Dis.	-																					
Normal	Sampling	Sample	Diluent																								
	Dilution	4.0	<	0.0	<	0.0																					
	Rerun (High/Prozone)																										
Technical Range	Dilution	4.0	<	0.0	<	0.0																					
	Rerun (Low)																										
	Dilution	4.0	<	0.0	<	0.0																					
Reaction	Increase																										
				Normal Range																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Range Name</th> <th>Min</th> <th>Máx</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Male-G1</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Male-G2</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Male-G3</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Female-G1</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Range Name	Min	Máx	1	Male-G1	0.00	0.00	2	Male-G2	0.00	0.00	3	Male-G3	0.00	0.00	4	Female-G1	0.00	0.00
Nº	Range Name	Min	Máx																								
1	Male-G1	0.00	0.00																								
2	Male-G2	0.00	0.00																								
3	Male-G3	0.00	0.00																								
4	Female-G1	0.00	0.00																								
				Technical Range																							
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Conc.</td> <td>2.0</td> <td>-</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>(mAbs./10)</td> <td>-999999</td> <td>-</td> <td>999999</td> </tr> </tbody> </table>				Conc.	2.0	-	100.0	(mAbs./10)	-999999	-	999999												
Conc.	2.0	-	100.0																								
(mAbs./10)	-999999	-	999999																								
				SPT Wash Enable																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Reagent Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>Middle</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Reagent Name		R1	Middle	R2															
Reagent Name																											
R1	Middle																										
R2																											

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente Nº 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.