

Catálogo: K116-2

**MAGNÉSIO MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 1000

Versão: 06/12/2017

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters				Reagent Name	Reagent (µl)	Water (µl)																					
Method No.	#	Name	MAG	R1	Reagente de Cor	200	0																				
Print Name	Magnésio Bioclin			R2																							
Sample Type	Serum			Diluent																							
Unit	mg/dL			Decimal Points	2																						
Assay Type	End																										
Measuring Points	Start	End																									
	1	14	-	15																							
	2	0	-	0																							
Wavelength	Pri	510	Sec.	<input type="checkbox"/>	Dis.	-																					
Normal	Sampling	Sample	Diluent																								
	Dilution	2.0	<	0.0	<	0.0																					
	Rerun (High/Prozone)																										
Technical Range	Dilution	2.0	<	0.0	<	0.0																					
	Rerun (Low)																										
	Dilution	2.0	<	0.0	<	0.0																					
Reaction	Increase			SPT Wash	Enable	<input type="checkbox"/>																					
				Stirring Speed	R1	Middle	R2	<input type="checkbox"/>																			
				Normal Range																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Range Name</th> <th>Min</th> <th>Máx</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Male-G1</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Male-G2</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Male-G3</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Female-G1</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Range Name	Min	Máx	1	Male-G1	0.00	0.00	2	Male-G2	0.00	0.00	3	Male-G3	0.00	0.00	4	Female-G1	0.00	0.00
Nº	Range Name	Min	Máx																								
1	Male-G1	0.00	0.00																								
2	Male-G2	0.00	0.00																								
3	Male-G3	0.00	0.00																								
4	Female-G1	0.00	0.00																								
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Conc.</td> <td>0.0</td> <td>-</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>(mAbs./10)</td> <td>-999999</td> <td>-</td> <td>999999</td> </tr> </tbody> </table>				Conc.	0.0	-	5.0	(mAbs./10)	-999999	-	999999												
Conc.	0.0	-	5.0																								
(mAbs./10)	-999999	-	999999																								

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.