

Observações: PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:

Misturar 4 partes do Reagente Nº1 com 1 parte do Reagente Nº2. Estável 14 dias entre 2 a 8 °C. Armazenar ao abrigo da luz.

Test Name	Code	Local Code	Channel	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	Release	Modified on
AMILASE	AMI	AMI	00			16/11/2020

Characteristics	Pre-dilution	Result
Sample Type	Diluent name	Unit
Serum/Plasma/Urina		U/L
Number of Reagents	Factor	Decimal Position
1		0
	Incubation time (in cycles)	<input type="checkbox"/> Manual patient validation
	1	

Reagent	Linearity (µmol/L)	Correlation
Reagent short name	Low Limit	Slope
Reagent number	High Limit	Intercept
AMI	5	1.00000
	2000	0.00000

On board stability (days)	Delta Check	Delta Check Validity	Absolut Variation	Relative Variation
60		365		

<input type="checkbox"/> Cassete	Reference Range (µLmol/L)	Man/Default	Woman	Child
	<input checked="" type="checkbox"/> Low check	28	28	
	<input checked="" type="checkbox"/> High check	100	100	

Automatic Rerum	Rerum Range (µLmol/L)	Man/Default	Woman	Child
<input checked="" type="checkbox"/> Post Dilution	<input type="checkbox"/> Low check			
<input type="checkbox"/> Post Concentration	<input type="checkbox"/> High check			

Catálogo: K242

AMILASE G7 IFCC

Nº de testes: 250

Versão: 16/11/2020

Observações: PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:

Misturar 4 partes do Reagente Nº1 com 1 parte do Reagente Nº2. Estável 14 dias entre 2 a 8 °C. Armazenar ao abrigo da luz.

Test Name	Code	Local Code	Channel
<input type="text" value="AMILASE"/>	<input type="text" value="AMI"/>	<input type="text" value="AMI"/>	<input type="text" value="00"/>

Pre-dilution

Type	Calibrador Diluent
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Factor 5	Factor 6	Factor 7	Factor 8
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Calibration

Calibration mode	<input type="text" value="Slope Average"/>
Level	<input type="text" value="1"/>
Calibration Factor	<input type="text"/>
Run(s)	<input type="text" value="2"/>

Validity

<input checked="" type="checkbox"/> On request <input type="checkbox"/> Time Validity
Interval
<input type="text" value="0"/>
Time Unit
<input type="text" value="Days"/>

Factor calibration

Low limit check	<input type="text"/>
High limit check	<input type="text"/>
Relative limit check	<input type="text"/>

Dev_Rep (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	Dev_C (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Calibrator Used
<input type="text" value="Biocal"/>

Checks

<input checked="" type="checkbox"/>	Reagent Limit Absorbance Check
-------------------------------------	--------------------------------

Reagent Range Low	<input type="text" value="-3.00000"/>
-------------------	---------------------------------------

Reagent Range High	<input type="text" value="3.00000"/>
--------------------	--------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	Reagent Blank Limit Absorbance Check
-------------------------------------	--------------------------------------

Blank Range - Low limit	<input type="text" value="-3.00000"/>
-------------------------	---------------------------------------

Blank Range - High limit	<input type="text" value="3.00000"/>
--------------------------	--------------------------------------

Control required

<input checked="" type="checkbox"/> Control 1 <input type="text" value="Biocontrol N"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Control 2 <input type="text" value="Biocontrol P"/>
<input type="checkbox"/> Control 3 <input type="text"/>

Validity Backup

<input type="checkbox"/>	Backup time frame without calibration required
--------------------------	--

Interval	Time Unit
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Days"/>

Catálogo: K242

AMILASE G7 IFCC

Nº de testes: 250

Versão: 16/11/2020

Observações: PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:

Misturar 4 partes do Reagente Nº1 com 1 parte do Reagente Nº2. Estável 14 dias entre 2 a 8 °C. Armazenar ao abrigo da luz.

Test Name	Code	Local Code	Channel
AMILASE	AMI	AMI	00

Cleaner Cleaner Solution <div></div> <div>Before</div> <div>xAfter</div>	Wavelength (nm) Primary Wavelength <div>405 nm</div> Secondary Wavelength <div></div>	Blank <div> <div></div> Reagent Blank </div> Diluent <div>H20</div>
Mixing Speed <div>40</div>		

Analysis Sequence

Cycle	Reagent	Volume (µL)	Sample Neede	Volume (µL)	H2O Vol (µL)
1	R1	200	Sample	4	10

Catálogo: K242

AMILASE G7 IFCC

Nº de testes: 250

Versão: 16/11/2020

Observações: PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:
 Misturar 4 partes do Reagente Nº1 com 1 parte do Reagente Nº2. Estável 14 dias entre 2 a 8 °C. Armazenar ao abrigo da luz.

Test Name	Code	Local Code	Channel
AMILASE	AMI	AMI	00

Correlation Factor

Slope 1.00000

Intercept 0.000

Reaction Direction

☒ Reaction Direction Check

Reaction Direction Increase

Sample Limit Check

Sample Limit

Sample Limit Cycle 1

Definition

Calculation Type Kinetic

OD Deviation check

☐ Linear regression

r2 restored SD

☐ First point

First point threshold

☐ Last point

SD factor

Antigen excess activation

Antigen excess limit (%)

Antigen excess point 1

Reaction Limit check

Reaction limit absorbance

Cycle 1

First Reading

Cycle 5

Last Reading

Cycle 15