

Observações: A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 3 Calibrador (Concentração no Rótulo) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Test Name	Code	Local Code	Channel	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	Release	Modified on
UIBC AUTOMAÇÃO	UIBC	UIBC	00			17/01/2017

Characteristics

Sample Type	Serum/Plasma
Number of Reagents	2

Pre-dilution

Diluent name	
Factor	
Incubation time (in cycles)	1

Result

Unit	µg/dL
Decimal Position	2
<input type="checkbox"/> Manual patient validation	

Reagent

Reagent short name	Reagent number
UIBC	
On board stability (days)	60

☐ Cassete

Linearity (µmol/L)

Low Limit	High Limit
0	600

Correlation

Slope	Intercept
1.00000	0.00000

Delta Check

Delta Check Validity	Absolut Variation	Relative Variation
365		

Reference Range (µLmol/L)

	Man/Default	Woman	Child
<input checked="" type="checkbox"/> Low check	140	140	
<input checked="" type="checkbox"/> High check	280	280	

Automatic Rerun

☒ Post Dilution

☐ Post Concentration

Rerun Range (µLmol/L)

	Man/Default	Woman	Child
<input type="checkbox"/> Low check			
<input type="checkbox"/> High check			

Catálogo: K211

UIBC AUTOMAÇÃO

Nº de testes: 200

Versão: 17/01/2020

Observações: A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 3 Calibrador (Concentração no Rótulo) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Test Name	Code	Local Code	Channel
<input type="text" value="UIBC AUTOMAÇÃO"/>	<input type="text" value="UIBC"/>	<input type="text" value="UIBC"/>	<input type="text" value="00"/>

Pre-dilution

Type	Calibrador Diluent		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Factor 5	Factor 6	Factor 7	Factor 8
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Calibration

Calibration mode	<input type="text" value="Slope Average"/>
Level	<input type="text" value="1"/>
Calibration Factor	<input type="text"/>
Run(s)	<input type="text" value="2"/>

Validity

<input checked="" type="checkbox"/> On request	<input type="checkbox"/> Time Validity
Interval	Time Unit
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Days"/>

Factor calibration

Low limit check	<input type="text"/>
High limit check	<input type="text"/>
Relative limit check	<input type="text"/>

Dev_Rep (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	Dev_C (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Calibrator Used
<input type="text" value="Reagente Nº 3"/>

Checks

<input checked="" type="checkbox"/>	Reagent Limit Absorbance Check
-------------------------------------	--------------------------------

Reagent Range Low	<input type="text" value="-3.00000"/>
-------------------	---------------------------------------

Reagent Range High	<input type="text" value="3.00000"/>
--------------------	--------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	Reagent Blank Limit Absorbance Check
-------------------------------------	--------------------------------------

Blank Range - Low limit	<input type="text" value="-3.00000"/>
-------------------------	---------------------------------------

Blank Range - High limit	<input type="text" value="3.00000"/>
--------------------------	--------------------------------------

Control required

<input checked="" type="checkbox"/> Control 1	<input type="text" value="Biocontrol N"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Control 2	<input type="text" value="Biocontrol P"/>
<input type="checkbox"/> Control 3	<input type="text"/>

Validity Backup

<input type="checkbox"/>	Backup time frame without calibration required
--------------------------	--

Interval	Time Unit
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Days"/>

Catálogo: K211

UIBC AUTOMAÇÃO

Nº de testes: 200

Versão: 17/01/2020

Observações: A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 3 Calibrador (Concentração no Rótulo) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Test Name	Code	Local Code	Channel
<input type="text" value="UIBC"/>	<input type="text" value="UIBC"/>	<input type="text" value="UIBC"/>	<input type="text" value="00"/>

Cleaner	Wavelength (nm)	Blank
Cleaner Solution	Primary Wavelength	Diluent
<input type="text"/>	<input type="text" value="570"/>	<input type="checkbox"/> Reagent Blank <input type="text" value="H20"/>
<input type="checkbox"/> Before	Secondary Wavelength	
<input type="checkbox" value="x"/> After	<input type="text"/>	
		Mixing Speed
		<input type="text" value="40"/>

Analysis Sequence

Cycle	Reagent	Volume (µL)	Sample Neede	Volume (µL)	H2O Vol (µL)
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="R1"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="Sample"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="10"/>
<input type="text" value="15"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="R2"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="10"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Catálogo: K211

UIBC AUTOMAÇÃO

Nº de testes: 200

Versão: 17/01/2020

Observações: A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 3 Calibrador (Concentração no Rótulo) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Test Name	Code	Local Code	Channel
<input type="text" value="UIBC"/>	<input type="text" value="UIBC"/>	<input type="text" value="UIBC"/>	<input type="text" value="00"/>

Correlation Factor

Slope

Intercept

Reaction Direction

☒ Reaction Direction Check

Reaction Direction

Sample Limit Check

Sample Limit

Sample Limit Cycle

Definition

Calculation Type

OD Deviation check

☐ Linear regression

r2 restored SD

☐ First point

First point threshold

☐ Last point

SD factor

Antigen excess activation

Antigen excess limit (%)

Antigen excess point

Reaction Limit check

Reaction limit absorbance

Cycle

First Reading

Cycle

Last Reading

Cycle