

Catálogo: K069

CK MB UV

Nº de testes: 250

Versão: 17/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name	Code	Local Code	Channel	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	Release	Modified on
CK MB UV	CKMB	CKMB	00			17/01/2017

Characteristics

Sample Type

Number of Reagents

Pre-dilution

Diluent name

Factor

Incubation time (in cycles)

Result

Unit

Decimal Position

☐ Manual patient validation

Reagent

Reagent short name Reagent number

On board stability (days)

☐ Cassete

Linearity (µmol/L)

Low Limit High Limit

Correlation

Slope Intercept

Delta Check

Delta Check Validity Absolut Variation Relative Variation

Reference Range (µLmol/L)

	Man/Default	Woman	Child
<input checked="" type="checkbox"/> Low check	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> High check	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text"/>

Automatic Rerun

☒ Post Dilution

☐ Post Concentration

Rerun Range (µLmol/L)

	Man/Default	Woman	Child
<input type="checkbox"/> Low check	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> High check	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Catálogo: K069

CK MB UV

Nº de testes: 250

Versão: 17/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name

CK MB UV

Code

CKMB

Local Code

CKMB

Channel

00

Checks



Reagent Limit Absorbance Check

Pre-dilution

Type

Calibrador Diluent

Reagent Range Low

-3.00000

Reagent Range High

3.00000

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Factor 8



Reagent Blank Limit Absorbance Check

Blank Range - Low limit

-3.00000

Blank Range - High limit

3.00000

Calibration

Calibration mode

Slope Average

Validity



On request



Time Validity

Level

1

Interval

0

Time Unit

Days

Calibration Factor

Run(s)

2

Factor calibration

Low limit check

Dev_Rep (%)



Dev_C (%)



High limit check

Calibrator Used

Biocal

Relative limit check

Control required



Control 1

Biocontrol N



Control 2

Biocontrol P



Control 3

Validity Backup



Backup time frame without calibration required

Interval

0

Time Unit

Days

Catálogo: K069

CK MB UV

Nº de testes: 250

Versão: 17/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name

CK MB UV

Code

CKMB

Local Code

CKMB

Channel

00

Cleaner

Cleaner Solution

☐

Before

☒

After

Wavelength (nm)

Primary Wavelength

340

Secondary Wavelength

Blank



Reagent Blank

Diluent

H2O

Mixing Speed

40

Analysis Sequence

Cycle	Reagent	Volume (µL)	Sample Needle	Volume (µL)	H2O Vol (µL)
1	R1	160	Sample	8	10
10			R2	40	10

Catálogo: K069

CK MB UV

Nº de testes: 250

Versão: 17/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name	Code	Local Code	Channel
<input type="text" value="CK MB UV"/>	<input type="text" value="CKMB"/>	<input type="text" value="CKMB"/>	<input type="text" value="00"/>

Correlation Factor

Slope

Intercept

Reaction Direction

☒ Reaction Direction Check

Reaction Direction

Sample Limit Check

Sample Limit

Sample Limit Cycle

Definition

Calculation Type

OD Deviation check

☐ Linear regression

r2 restored SD

☐ First point

First point threshold

☐ Last point

SD factor

Antigen excess activation

Antigen excess limit (%)

Antigen excess point

Reaction Limit check

Reaction limit absorbance

Cycle

First Reading

Cycle

Last Reading

Cycle