

Catálogo: K049

TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de testes: 500

Versão: 18/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name	Code	Local Code	Channel	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	Release	Modified on
ALT (TGP) CINÉTICA	TGP	TGP	00			18/01/2017

Characteristics

Sample Type

Number of Reagents

Pre-dilution

Diluent name

Factor

Incubation time (in cycles)

Result

Unit

Decimal Position

☐ Manual patient validation

Reagent

Reagent short name

Reagent number

On board stability (days)

☐ Cassete

Linearity (µmol/L)

Low Limit

High Limit

Correlation

Slope

Intercept

Delta Check

Delta Check Validity

Absolut Variation

Relative Variation

Reference Range (µLmol/L)

☒ Low check

☒ High check

Man/Default

Woman

Child

Automatic Rerun

☒ Post Dilution

☐ Post Concentration

Rerun Range (µLmol/L)

☐ Low check

☐ High check

Man/Default

Woman

Child

Catálogo: K049

TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de testes: 500

Versão: 18/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name

Code

Local Code

Channel

ALT (TGP) CINÉTICA

TGP

TGP

00

Checks



Reagent Limit Absorbance Check

Pre-dilution

Type

Calibrador Diluent

Reagent Range Low

-3.00000

Reagent Range High

3.00000

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Factor 8



Reagent Blank Limit Absorbance Check

Blank Range - Low limit

-3.00000

Blank Range - High limit

3.00000

Calibration

Calibration mode

Slope Average

Validity



On request



Time Validity

Level

1

Interval

0

Time Unit

Days

Calibration Factor

Run(s)

2

Factor calibration

Low limit check

Dev_Rep (%)



Dev_C (%)



High limit check

Calibrator Used

Biocal

Relative limit check

Control required



Control 1

Biocontrol N



Control 2

Biocontrol P



Control 3

Validity Backup



Backup time frame without calibration required

Interval

0

Time Unit

Days

Catálogo: K049

TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de testes: 500

Versão: 18/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name	Code	Local Code	Channel
ALT (TGP) CINÉTICA	TGP	TGP	00

Correlation Factor

Slope 1.00000

Intercept 0.000

Reaction Direction

☒ Reaction Direction Check

Reaction Direction Decrease

Sample Limit Check

Sample Limit

Sample Limit Cycle 1

Definition

Calculation Type Kinetic

OD Deviation check

☐ Linear regression

r2 restored SD

☐ First point

First point threshold

☐ Last point

SD factor

Antigen excess activation

Antigen excess limit (%)

Antigen excess point 1

Reaction Limit check

Reaction limit absorbance

Cycle 1

First Reading

Cycle 15

Last Reading

Cycle 30