

Catálogo: K010

CK NAC UV

Nº de testes: 250

Versão: 17/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name	Code	Local Code	Channel		Release	Modified on
CK NAC UV	CKT	CKT	00	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		17/01/2017

CharacteristicsSample Type Number of Reagents **Pre-dilution**Diluent name Factor Incubation time (in cycles) **Result**Unit Decimal Position ☐ Manual patient validation**Reagent**

Reagent short name Reagent number

 On board stability (days) ☐ Cassete**Linearity (µmol/L)**

Low Limit	High Limit
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2000"/>

Correlation

Slope	Intercept
<input type="text" value="1.00000"/>	<input type="text" value="0.00000"/>

Delta Check

Delta Check Validity	Absolut Variation	Relative Variation
<input type="text" value="365"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reference Range (µLmol/L)

	Man/Default	Woman	Child
<input checked="" type="checkbox"/> Low check	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> High check	<input type="text" value="195"/>	<input type="text" value="170"/>	<input type="text"/>

Automatic Rerun☒ Post Dilution☐ Post Concentration**Rerun Range (µLmol/L)**

	Man/Default	Woman	Child
<input type="checkbox"/> Low check	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> High check	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Catálogo: K010

CK NAC UV

Nº de testes: 250

Versão: 17/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name	Code	Local Code	Channel
<input type="text" value="CK NAC UV"/>	<input type="text" value="CKT"/>	<input type="text" value="CKT"/>	<input type="text" value="00"/>

Checks

☒ Reagent Limit Absorbance Check

Reagent Range Low

Reagent Range High

☒ Reagent Blank Limit Absorbance Check

Blank Range - Low limit

Blank Range - High limit

Pre-dilution

Type	Calibrador Diluent
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Factor 5	Factor 6	Factor 7	Factor 8
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Calibration

Calibration mode

Level

Calibration Factor

Run(s)

Validity

☒ On request ☐ Time Validity

Interval	Time Unit
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Days"/>

Factor calibration

Low limit check

High limit check

Relative limit check

Control required

☒ Control 1

☒ Control 2

☐ Control 3

Validity Backup

☐ Backup time frame without calibration required

Calibrator Used

Interval	Time Unit
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Days"/>

Catálogo: K010

CK NAC UV

Nº de testes: 250

Versão: 17/01/2017

Observações: Para garantir o melhor desempenho nas análises, a Bioclin recomenda o uso do Biocal - K072 para Calibração e o uso do Biocontrol N – K073 e do Biocontrol P - K074 para Controle de Qualidade.

Test Name	Code	Local Code	Channel
<input type="text" value="CK NAC UV"/>	<input type="text" value="CKT"/>	<input type="text" value="CKT"/>	<input type="text" value="00"/>

Correlation Factor

Slope

Intercept

Reaction Direction

☒ Reaction Direction Check

Reaction Direction

Sample Limit Check

Sample Limit

Sample Limit Cycle

Definition

Calculation Type

OD Deviation check

☐ Linear regression

r2 restored SD

☐ First point

First point threshold

☐ Last point

SD factor

Antigen excess activation

Antigen excess limit (%)

Antigen excess point

Reaction Limit check

Reaction limit absorbance

Cycle

First Reading

Cycle

Last Reading

Cycle