

Catálogo: K221

CLORETOS MONORREAGENTE

Nº de Testes: 100

Versão: 18/08/2020

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K221-9

Reagente Nº 1 – Reagente de Cor – 1 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	P. F.
WL 1	460
WL 2	---
BLANK ?	SIM
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	37 °C
VOL. ASP.	500
RETARDO	003
PADRÃO	SIM
PAD. (QUANT)	ÚNICO
P1	100
UNID.	mEq/L
DECIMAIS	0
LIM LIN. MIN.	0.0
LIM LIN MÁX	140
ABS REAT MIN	0.00
ABS REAT MAX	1.00
ABS PAD MÍN	#
ABS PAD MÁX	#
VR/VN MIN	98
VR/VN MAX	112

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 100 mEq/L) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.