

Catálogo: K031

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 1000

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

Designations

Name **PROTEÍNAS TOTAIS**

Code **PRO**

Type **Ponto Final**

Group **Cl. Chem.**

1 - Pipeting

Reagent 1 ID	PRO-1
Reag 1 bottle	Small
Reagent 2 ID	-
Reag 2 bottle	-

	1st		2nd	
Sample vol	5	µL		µL
Reagent 1 vol	250	µL		µL
Reagent 2 vol		µL		µL
Diluent vol	0	µL		

2 - Time

Incubation 1	360	sec
Incubation 2	0	sec
Reading	36	sec

3 - Wavelengths

Wavelength 1	546	nm
Wavelength 2	-	nm

4 - Washing

Needle	1
Cuvette	1

5 - Incompatibility

1		
2		
3		
4		

6 - Limits

Blank OD min	-0,1	Abs
Blank OD max	2,5	Abs
Reaction Slope	Positive	Abs
OD Range min	-1	Abs
OD Range max	2,5	Abs

7 - Autodilution

Rate	0	
Max OD	0	Abs

8 - Dilutions

Serum			
1:1	1:2	1:4	
1:10	1:40	1:100	
Urine			
1:1	1:2	1:4	
1:10	1:40	1:100	

9 - Pathological ranges

Minimum	Sample Type	Maximum

10 - Result Units

Units 1	g/dL
Units 2	-

Conversion	0
Decimal Digits	2

Min Conc	0	g/dL
Max Conc	12	g/dL

Calibração: Linear 2 Pontos.

Nível 1 = Água (0,0 g/dL)

Nível 2 = Biocal

Utilizar o calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.