



Catálogo: K222

CREATININA AUTOMAÇÃO

Nº de Testes: 1200

Versão: 11/03/2021

Cód.: 00

## APRESENTAÇÃO:

K222-1

Reagente Nº 1 – Tampão – 1 x 240 mL

Reagente Nº 2 – Ácido Pírico – 1 x 60 mL

Reagente Nº 3 – Padrão – 1 x 3 mL

## PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:

Misturar quatro partes do Reagente Nº1 com uma parte do Reagente Nº2. Homogeneizar o reagente de trabalho antes de iniciar a técnica. O reagente é estável 24 horas entre 15 e 30°C e 7 dias entre 2 e 8°C.

## URINA

### Designations

Name CREATININA AUT. U

Code CRE

Type Tempo Fixo

Group Cl. Chem.

### 1 - Pipeting

Reagent 1 ID	CRE-1
Reag 1 bottle	Small
Reagent 2 ID	-
Reag 2 bottle	-

	1st	2nd
Sample vol	25 µL	
Reagent 1 vol	250 µL	
Reagent 2 vol		

Diluent vol 0 µL

### 2 - Time

Incubation 1	36	sec
Incubation 2	-	sec
Reading	72	sec

### 3 - Wavelengths

Wavelength 1	505	nm
Wavelength 2	-	nm

### 4 - Washing

Needle	1
Cuvette	1

### 5 - Incompatibility

1		
2		
3		
4		

### 6 - Limits

Blank OD min	-1	Abs
Blank OD max	2,5	Abs
Reaction Slope	Positive	Abs

OD Range min	-1	Abs
OD Range max	2,5	Abs

### 7 - Autodilution

Rate	0
Max OD	0

### 8 - Dilutions

Serum			
1:1	1:2	1:4	
1:10	1:40	1:100	
Urine			
1:1	1:2	1:4	
1:10	1:40	1:100	

### 9 - Pathological ranges

Minimum	Sample Type	Maximum

### 10 - Result Units

Units 1	mg/24h
Units 2	-

Conversion	0
Decimal Digits	2

Min Conc	0	mg/dL
Max Conc	12	mg/dL

Calibração: Linear 2 Pontos.  
Nível 1 = Água (0,00 mg/dL)  
Nível 2 = Biocal

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.

## NÚMERO DE TESTES CALCULADO NÃO CONTEMPLA O VOLUME MORTO DO EQUIPAMENTO