

Catálogo: K094-1

**COLINESTERASE**

Nº de Testes: 100

Versão: 05/04/2020

Cód.: 00

**K094-1**

Reagente Nº 1 – Tampão Reagente – 1 x 20 mL

Reagente Nº 2 – Substrato – 1 x 5 mL

Os reagentes são prontos para uso.

<b>Geral</b>	
Nome	COLINESTERASE
Marca	Bioclin
Tipo	Cinética
C.O. Principal (nm)	405
C.O. Bicromático	0
Unidade	U/L
Decimal	0
-	-
<b>Dispensado</b>	
Vol. Amostra ( µl )	5
Vol. R1 ( µl )	200
Vol. R2 ( µl )	50
T. Disp. Reag. 2 (Seg.)	120
-	-
<b>Índice de Deterioração do Reagente</b>	
Min.. (Abs)	0
Max. (Abs)	3
Intervalo de Verificação	16hs
-	-
<b>Fator</b>	
Método Decrescente	Yes
Fator	No
Calibrador	Yes
Concentração Cal	Biocal
Fator	-
Interpolação	Linear
<b>Valores Referência</b>	
Masculino	4620
	11500
Feminino	3930
	10800

<b>Especiais</b>	
<b>Opções do Tipo de Método</b>	
T. BDT	20
T. Início da Leitura	120
T. Final da Leitura	300
Nº de Leituras	4
Consumo Inicial	0.22
Linearidade	0.9
Repetição	-
Limite Linear	25000
<b>Avançadas</b>	
Gap Ar Inicial	2 µl
Veloc. Gap Inicial	500
Gap. Separação Reat/Amostra	2 µl
Veloc. Gap Sep. Reat/Amostra	500
Veloc. Aspiração R1 + Amostra	2500
R2 Veloc. de Dispensação	2500
R1 Veloc. de Aspiração	2000
R2 Veloc. de Aspiração	2000
Diluir com	Amostra
Vol. Mín. Amostra	2 µl
Veloc. Asp. Amostra	500
Volume Extra	0 µl
Homogeneização	1
<b>Lavagens para Evitar Interferentes</b>	
Lavagens por Auto Interferência	0
Solução de Limpez. Auto Interf.	--
Tempo de Lavag. de Auto Interf.	0
Método	Lavagens
1	0
2	0
3	0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade