

Catálogo:K221

CLORETOS MONORREAGENTE

Nº de testes:250

Versão:18/08/2020 | Cód.: 00

Observações: Cód: 00
APRESENTAÇÃO:
K221-9
Reagente Nº 1 – Reagente de Cor – 1 x 50 mL
Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Método

Ponto Final

Filtro Principal

450

Filtro Sec

NO

Branco

Reagente

Decimal

0

Unidade

mEq/L

Volume R1

200

Posição R1

#

Incubação

120 s

☐ Branco Reagente

0.0000

Volume R2

Posição R2

Incubação

Baixo

0.0000

Volume Amostras

2.0

Leitura

40 s

Veloc. Agitador

Médio

Alto

3.0000

Fator de Diluição

2

Intervalo de Linearidade

140.0

Fornecedor (s) Reag.

BIOCLIN

Correlação

Y=1.0

X+=0.0

Informação R1

N. Lote

#

Informação R2

N. Lote

#

Limite da reação da absorbância

R1 Cód. barras

#

R2 Cód. barras

#

N. Lote

Data expiração

#

Data expiração

#

Código de barra reagente

Data validade

#

Data validade

#

Notas: A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 100 mEq/L) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074. Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.