

Catálogo:K094

COLINESTERASE

Nº de testes:100

Versão:05/04/2020 | Cód.: 00

Observações: APRESENTAÇÃO:
K094-1
Reagente Nº 1 – Tampão Reagente – 1 x 20 mL
Reagente Nº 2 – Substrato – 1 x 5 mL

Método

Cinético

Filtro Principal

405

Filtro Sec

NO

RATE_A

Decrescente

Decimal

2

Unidade

U/L

Volume R1

200

Posição R1

#

Incubação

144 s

☐ Branco Reagente

0.0000

Volume R2

50

Posição R2

#

Incubação

120 s

Baixo

0.0000

Volume Amostras

5

Leitura

180 s

Veloc. Agitador

Médio

Alto

3.0000

Fator de Diluição

2

Intervalo de Linearidade

25000.0

Fornecedor (s) Reag.

BIOCLIN

Correlação

Y=1.0

X+=0.0

Informação R1

N. Lote

#

Informação R2

N. Lote

#

Limite da reação da absorbância

R1 Cód. barras

#

R2 Cód. barras

#

N. Lote

Data expiração

#

Data expiração

#

Código de barra reagente

Data validade

#

Data validade

#

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração.
Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.