

FÓSFORO UV

REF K309

INSTRUÇÕES DE USO

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE:

SAC: (31) 3439 5454 / 0800 031 5454 / sac@bioclin.com.br

FINALIDADE

Método para a determinação do Fósforo em amostras biológicas de soro, plasma (EDTA ou Citrato) e urina. Teste UV de Ponto Final, somente para uso diagnóstico *in vitro*.

PRINCÍPIO DE AÇÃO

Metodologia: UV de Ponto Final
O Fósforo inorgânico reage em meio ácido com o Molibdato, formando Fosfomolibdato, cuja intensidade de cor desenvolvida é proporcional à concentração de Fósforo presente na amostra.

REAGENTES

Número 1 - Molibdato - Conservar entre 15 e 30°C. Contém: Molibdato de Amônio < 5,0 mmol/L, surfactante, ativadores, estabilizante e conservante.
Número 2 - Padrão - Conservar entre 15 e 30°C. Contém: Fósforo 4mg/dL e conservantes.

APRESENTAÇÃO

Apresentação	Reagente Nº 1	Reagente Nº 2*
1	100 mL	3 mL
2	5 x 20 mL	3 mL
3	5 x 40 mL	3 mL
4	10 x 40 mL	3 mL

*O padrão R2 não está presente em todas as apresentações.

EQUIPAMENTOS E INSUMOS OPERACIONAIS

Espectrofotômetro ou colorímetro com leitura em 340 nm, relógio ou cronômetro, pipetas, tubos de ensaio, banho-maria, Biocontrol N e Biocontrol P Bioclin. Encontram-se no mercado especializado de artigos para Laboratórios de Análises Clínicas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

A temperatura de armazenamento e transporte deverá ser até 30°C, não deverá exceder 5 dias. Manter ao abrigo da luz e evitar umidade.

CUIDADOS ESPECIAIS

- 1- Somente para uso diagnóstico *in vitro*.**
2- Seguir com rigor a metodologia proposta para obtenção de resultados exatos.
3- A água utilizada na limpeza do material deve ser recente e isenta de agentes contaminantes.
4- Colunas deionizadoras saturadas liberam água alcalina, íons diversos e agentes oxidantes e redutores, que podem alterar de forma significativa os resultados.

- 5-** O reagente Nº 2 contém Azida Sódica que pode ser irritante para pele e mucosas. Manusear com cuidado.
6- Recomendamos aplicar as normas locais, estaduais e federais de proteção ambiental para que o descarte dos reagentes e do material biológico seja feito de acordo com a legislação vigente.
7- Para obtenção de informações relacionadas à biossegurança ou em caso de acidentes com o produto, consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança) disponibilizada no site www.bioclin.com.br ou através de solicitação pelo SAC (Serviço de Assessoria ao Cliente) da Quibasa.
8- Não utilizar o produto em caso de danos na embalagem.
9- É imprescindível que os instrumentos e equipamentos utilizados estejam devidamente calibrados e submetidos às manutenções periódicas.

AMOSTRAS

Soro obtido livre de hemólise, plasma colhido com EDTA ou Citrato e urina de 24 horas. A amostra é estável por 7 dias entre 2 e 8°C. O soro ou o plasma devem ser separados até uma hora após a coleta, devido a liberação de Fósforo hemático. A acidificação com HCl conserva a urina no refrigerador por 15 dias.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

A estabilidade de calibração do kit Fósforo UV instalado em equipamento com refrigeração é de 07 dias. Esta estabilidade pode variar de acordo com as condições do teste, do equipamento e do ambiente. Portanto, sugere-se acompanhar o desempenho do produto utilizando soros controles.

TÉCNICA

A Bioclin recomenda, para uso do kit, utilizar como soro controle os kits Biocontrol N e P Bioclin.

Marcar 3 tubos de ensaio: B (Branco), A (Amostra), P (Padrão) e proceder como a seguir:

	Branco	Padrão	Amostra
Amostra	---	---	10 µL
Reagente Nº 2	---	10 µL	---
Reagente Nº 1	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL

Homogeneizar bem e colocar em banho-maria a 37°C por 5 minutos. Efetuar as leituras em 340 nm (334 - 360 nm), acertando o zero com o tubo “B” (Branco). A reação de cor é estável por 20 minutos.

Para dosagem na urina: Homogeneizá-la, separar 10 mL e acertar o pH entre 1 e 3 com HCl concentrado. No momento de realizar a técnica, diluir a urina 1:10 com água destilada ou deionizada. Em seguida fazer a dosagem como na técnica descrita acima.

Multiplicar o resultado encontrado por 10.

CÁLCULOS

Fósforo (mg/dL) = $\frac{\text{Absorbância da Amostra}}{\text{Absorbância do Padrão}} \times 4$

Como a reação segue a Lei de Lambert-Beer, o Fator de Calibração pode ser usado.
Fator de Calibração = $\frac{\text{Concentração do Padrão (4 mg/dL)}}{\text{Absorbância do Padrão}}$

Fósforo (mg/dL) = Absorbância da amostra x Fator de calibração

Urina de 24 horas

Urina (mg/24 h) = $\frac{(\text{mg/dL}) \times \text{Volume Urinário (mL)}}{100}$

INTERFERENTES

Hemólise, lipemia ou icterícia são fatores que levam a valores falsamente elevados.

CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

O Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de controle da qualidade, onde procedimentos, normas, limites e tolerância para variações sejam claramente estabelecidos. É importante ressaltar que todos os sistemas de medição apresentam uma variabilidade analítica característica, que deve ser monitorada pelos próprios laboratórios. Para tanto, é recomendável a utilização de controles, que permitem avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

RASTREABILIDADE

O padrão do kit é rastreável ao material de referência SRM 186G do NIST (National Institute of Standards and Technology).

VALORES DE REFERÊNCIA

Os valores de referência em mg/dL, para o presente método, foram obtidos através da determinação de Fósforo em populações sadias do sexo masculino e feminino.

Soro	Até 10 dias	4,5 - 9,0 mg/dL
	10 dias a 2 anos	4,5 - 6,7 mg/dL
	2 a 12 anos	4,5 - 5,5 mg/dL
	Maior que 12 anos	2,5 - 4,8 mg/dL
Urina	Adultos	2,5 - 4,8 mg/dL
	340 - 1000 mg/24h	

Para converter os valores de mg/dL em mmol/L (SI) multiplicar por 0,322.

Estes valores devem ser usados como orientação, sendo que cada laboratório deverá criar sua faixa de valores de referência, de acordo com a população atendida.

Os resultados fornecidos por este kit devem ser interpretados pelo profissional médico responsável, não sendo o único critério para a determinação do diagnóstico e/ou tratamento do paciente.

DESEMPENHO DO PRODUTO
EXATIDÃO

Comparação de Métodos

O kit Fósforo UV foi comparado com outro método para dosagem de fósforo, comercialmente disponível. Foram realizadas 42 análises e os resultados foram avaliados. A equação linear obtida foi $Y = 0,9986X + 0,0074$, com coeficiente de correlação 0,9989. Com estes resultados, pode-se concluir que o kit apresenta boa especificidade metodológica.

PRECISÃO
Repetibilidade

A repetibilidade foi calculada a partir de 40 determinações sucessivas, utilizando 3 amostras com concentrações diferentes, obtendo-se os seguintes resultados:

Repetibilidade	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Concentração Média (mg/dL)	2,33	6,36	4,38
Desvio Padrão (mg/dL)	0,07	0,11	0,12
Coefficiente de Variação (%)	3,08	1,78	2,71

Reprodutibilidade

A reprodutibilidade foi calculada a partir de 40 determinações sucessivas durante 3 dias consecutivos, utilizando 3 amostras com concentrações diferentes, obtendo-se os seguintes resultados:

Reprodutibilidade	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Concentração Média (mg/dL)	2,38	6,41	4,34
Desvio Padrão (mg/dL)	0,05	0,05	0,04
Coefficiente de Variação (%)	1,95	0,80	0,85

SENSIBILIDADE

A sensibilidade foi calculada a partir de 40 determinações de uma amostra isenta de Fósforo. A média encontrada, que indica o limite de detecção, foi 0,091 mg/dL, com desvio padrão de 0,006 mg/dL. A sensibilidade, que indica o limite de quantificação do método, corresponde a média mais 3 vezes o desvio padrão, e é igual a 0,109 mg/dL.

LINEARIDADE

A reação de cor é linear até a concentração de 15 mg/dL. Para valores maiores, diluir a amostra com água destilada ou deionizada, efetuar nova determinação e multiplicar o valor obtido pelo fator de diluição.

SIGNIFICADO DIAGNÓSTICO

A homeostase do Fósforo é mantida principalmente pela função renal, absorção intestinal, metabolismo ósseo e função da glândula paratireóide. O Fósforo possui função na composição óssea, no equilíbrio ácido-básico, no metabolismo de gorduras e carboidratos, além de estar presente na formação de compostos como os ácidos nucléicos.

Podemos observar valores aumentados de fósforo nas seguintes condições: insuficiência renal (tuberculose renal, glomerulonefrite crônica, hidronefrose, pielonefrite), hipoparatiroidismo, excesso de vitamina D.

A diminuição do nível de Fósforo provém de diversas causas como: hipovitaminose D (raquitismo, osteomalácia), ingestão de antiácidos, doenças do fígado, síndrome de Fanconi, hiperparatiroidismo e uso de diuréticos tiazídicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 - BAGINSKI, E. S.: Amer J. Med. Tec., 35: 475, 1969.
- 2 - GODWIN, J. F., Clin. Chem., 16: 776, 1970.
- 3 - TONKS, D. B., Clin. Chem., 9 – 217, 1963.
- 4 - CHRISTIAN, D. G.: Amer. J. Clin. Pathol. 54: 118, 1979.
- 5 - HENRY, R. J.: Clinical Chemistry - Principles and Technics, 2 Ed., Haper-Row, York, 1974.
- 6 - TODD; SANFORD; DAVIDSOHN, Diagnósticos Clínicos, 1983.
- 7 - QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

GARANTIA DE QUALIDADE

Antes de serem liberados para o consumo todos os reagentes **Bioclin** são testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições adequadas.

 QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda

Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Serviço de Assessoria ao Cliente
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

Número de registro do kit de Fósforo UV na ANVISA: 10269360379

Revisão: Abril/2025

SIMBOLOGIA UNIVERSAL

NÚMERO DE CATÁLOGO

NÚMERO DO LOTE

DATA DE FABRICAÇÃO

DATA DE VALIDADE (último dia do mês)

LIMITE DE TEMPERATURA (conservar a)

O CONTEÚDO É SUFICIENTE PARA <N> TESTE

CONSULTAR INSTRUÇÕES DE USO

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO

PROTEGER DA LUZ E CALOR

NÃO REUTILIZE

CUIDADO

FABRICADO POR

CONTROLE

CONTROLE POSITIVO

CONTROLE NEGATIVO

RISCO BIOLÓGICO

INFLÂMAVEL

CORROSIVO

TÓXICO

NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA

PRODUTO ESTERELIZADO

PERIGO

FÓSFORO UV

REF K309

INSTRUCCIONES DE USO

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES DE USO EN FORMATO IMPRESO, SIN COSTO ADICIONAL, CONTACTE CON EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL CLIENTE:

SAC: +55 (31) 3439 5454 / 0800 031 5454 / sac@bioclin.com.br

FINALIDAD

Método para la determinación de Fósforo en muestras biológicas de suero, plasma (EDTA o Citrato) y orina. Test UV de Punto Final, solamente para uso diagnóstico *in vitro*.

PRINCIPIO DE ACCIÓN

Metodología: UV de Punto Final
El Fósforo inorgánico reacciona en medio ácido con el Molibdato, formando Fosfomolibdato, cuya intensidad de color desarrollada es proporcional a la concentración de Fósforo presente en la muestra.

REACTIVOS

Número 1 - Molibdato - Almacenar entre 15 y 30°C. Contiene: Molibdato de Amonio < 5,0 mmol/L, tensioactivo, activadores, estabilizante y conservante.
Número 2 - Patrón - Almacenar entre 15 y 30°C. Contiene: Fósforo 4mg/dL y conservantes.

PRESENTACIÓN

Presentación	Reactivo Nº 1	Reactivo Nº 2*
1	100 mL	3 mL
2	5 x 20 mL	3 mL
3	5 x 40 mL	3 mL
4	10 x 40 mL	3 mL

* El Patrón R2 no está presente en todas las presentaciones.

EQUIPAMIENTO E INSUMOS OPERACIONALES

Espectrofotómetro o colorímetro con la lectura a 340 nm, reloj o cronómetro, pipetas, tubos de ensayo, baño maria, Biocontrol N y Biocontrol P Bioclin. Materiales encontrados en el mercado especializado de artículos para Laboratorios de Análisis Clínicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La temperatura de almacenamiento y transporte debiera ser hasta 30°C, no deberá exceder 5 días. Mantener al abrigo de la luz y evitar humedad.

CUIDADOS ESPECIALES

- 1- Solamente para el uso diagnóstico *in vitro*.
- 2- Seguir con rigor la metodología propuesta para obtención de resultados exactos.
- 3- El agua utilizada en el lavado del material debe ser reciente e exenta de agentes contaminantes.
- 4- Columnas deionizadoras saturadas liberan agua alcalina, iones diversos, agentes oxidantes y reductores,

- que pueden alterar de forma significativa los resultados.
- 5- El reactivo Nº 2 contiene Azida Sódica que puede ser irritante para la piel y mucosas. Manosear con cuidado.
- 6- Se recomienda la aplicación de la ley local, estatal y federal de protección ambiental para la eliminación de reactivos y material biológico se hace de acuerdo con la legislación vigente.
- 7- Para obtener información relacionada con la seguridad biológica o en caso de accidentes con el producto, consultar consultar la HDS (Hoja de Datos de Seguridad) disponible en el site www.bioclin.com.br o solicitando a través del SAC (Servicio de Asesoría al Cliente) de Quibasa.
- 8- No utilice el producto en caso de daños en su embalaje.
- 9- Es esencial que los instrumentos y equipos utilizados estén adecuadamente calibrados y sometidos a mante-nimientos periódicos.

MUESTRAS

Suero obtenido libre de hemólisis, plasma colectado con EDTA o Citrato y orina de 24 horas. La muestra es estable por 7 días a temperaturas entre 2 y 8°C. El suero o plasma deben ser separados hasta una hora después de la colecta, debido a liberación de Fósforo hemático. La acidificación con HCl conserva la orina en refrigerador por 15 días.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La estabilidad de calibración del kit de Fósforo UV instalado en equipos refrigerados es de 07 días. Esta estabilidad puede variar según las condiciones de la prueba, el equipo y el entorno. Por lo tanto, se sugiere seguir el rendimiento del producto utilizando sueros de control.

TÉCNICA

La Bioclin recomienda, para uso del kit, utilizar como suero control los kits Biocontrol N y P Bioclin.

Marcar 3 tubos de ensayo: B (Blanco), M (Muestra), P (Patrón) y proceder como a seguir:

	Blanco	Patrón	Muestra
Muestra	---	---	10 µL
Reactivo Nº 2	---	10 µL	---
Reactivo Nº 1	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL

Homogenizar bien y colocar en baño maria a 37°C por 5 minutos. Efectuar las lecturas en 340 nm (334 - 360 nm), ajustando el cero con el tubo “B” (Blanco). La reacción de color es estable por 20 minutos.

Para dosificaciones en orina: Homogenizarla, separar 10 mL y ajustar el pH entre 1 y 3 con HCl concentrado. Al momento de realizar la técnica, diluir la orina 1:10

con agua destilada o deionizada. En seguida hacer la dosificación con la técnica descrita antes. Multiplicar el resultado encontrado por 10.

CALCULOS

Fósforo (mg/dL) = $\frac{\text{Absorbancia de la Muestra}}{\text{Absorbancia del Patrón}} \times 4$

Como la reacción sigue la Ley de Lambert-Beer, el Factor de Calibración puede ser usado.
Factor de Calibración = $\frac{\text{Concentración del Patrón (4 mg/dL)}}{\text{Absorbancia del Patrón}}$

Fósforo (mg/dL) = Absorbancia de la Muestra x Factor de Calibración

Orina de 24 horas

Orina (mg/24h) = $\frac{(\text{mg/dL}) \times \text{Volumen Urinario (mL)}}{100}$

INTERFERENTES

Hemólisis, lipemia o ictericia son factores que llevan a valores falsamente elevados.

CONTROL INTERNO DE CALIDAD

El Laboratorio Clínico debe poseer un programa interno de control de calidad, donde procedimientos, normas, límites y tolerancia para variaciones sean claramente establecidos. Es importante resaltar que todos los sistemas de medición presentan una variabilidad analítica característica, que debe ser vigilada por los propios laboratorios. Por lo tanto, es recomendable la utilización de controles, que permiten la evaluación, la precisión y la exactitud de las dosificaciones.

TRAZABILIDAD

El patrón del kit es trazable al material de referencia SRM 186G del NIST (National Institute of Standards and Technology).

VALORES DE REFERENCIA

Los valores de referencia en mg/dL, para el presente método, fueron obtenidos por la determinación de Fósforo en poblaciones sanas de sexo masculino y femenino.

Suero	Hasta 10 días	4,5 - 9,0 mg/dL
	10 días a 2 años	4,5 - 6,7 mg/dL
	2 a 12 años	4,5 - 5,5 mg/dL
	Mayor que 12 años	2,5 - 4,8 mg/dL
Orina	Adultos	2,5 - 4,8 mg/dL
	340 - 1000 mg/24h	

Para convertir los valores de mg/dL en mmol/L (SI) multiplicar por 0,322.

Estes valores deben ser usados como orientación, siendo que cada laboratorio deberá usar sus valores de referencia, de acuerdo con la población atendida.

Los resultados proporcionados por este kit deben ser interpretados por el profesional médico responsable, no siendo el único criterio para determinar el diagnóstico y/o tratamiento del paciente.

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO
EXACTITUD

Comparación de Metodos

El kit Fósforo UV fue comparado con otro método para dosificación de fósforo comercialmente disponible. Fueron realizadas 42 análisis y los resultados fueron evaluados. La ecuación linear obtenida fue $Y = 0,9986X + 0,0074$, con coeficiente de correlación 0,9989. Con estos resultados se puede concluir que el kit presenta buena especificidad metodológica.

PRECISIÓN
Repetibilidad

La repetibilidad fue calculada a partir de 40 determinaciones sucesivas, utilizando 3 muestras con concentraciones diferentes, obteniéndose los siguientes resultados:

	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Concentración Promedio (mg/dL)	2,33	6,36	4,38
Desvío Patrón (mg/dL)	0,07	0,11	0,12
Coefficiente de Variación (%)	3,08	1,78	2,71

Reproductibilidad

La reproductibilidad fue calculada a partir de 40 determinaciones sucesivas durante 3 días consecutivos, utilizando 3 muestras con concentraciones diferentes, obteniéndose los siguientes resultados:

	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Concentración Promedio (mg/dL)	2,38	6,41	4,34
Desvío Patrón (mg/dL)	0,05	0,05	0,04
Coefficiente de Variación (%)	1,95	0,80	0,85

SENSIBILIDAD

La sensibilidad fue calculada a partir de 40 determinaciones de uma muestra exenta de Fósforo. El promedio encontrado, que indica el límite de detección, fue 0,091 mg/dL, con desvío patrón de 0,006 mg/dL. La sensibilidad, que indica el límite de cuantificación del método, corresponde el promedio mas 3 veces el desvío patrón, y es igual a 0,109 mg/dL.

LINEARIDAD

La reacción de color es lineal hasta la concentración de 15 mg/dL. Para valores mayores, diluir la muestra con agua destilada o deionizada, efectuar nueva determinación y multiplicar el valor obtenido por el factor de dilución.

SIGNIFICADO DIAGNÓSTICO

La homeostasis del Fósforo es mantenida principalmente por la función renal, absorción intestinal, metabolismo óseo y función de la glándula paratireóides. El Fósforo tiene función en la composición ósea, en el equilibrio ácido-básico, en el metabolismo de grasas y carbohidratos, antes de estar presente en la formación de compuestos como los ácidos nucleicos.

Podemos observar valores aumentados de fósforo en las siguientes condiciones: insufiscencia renal (tuberculosis renal, glomerulonefritis crónica, hidronefrosis, pielonefritis), hipoparatiroidismo, exceso de vitamina D. La disminución del nivel de Fósforo proviene de diversas causas como: hipovitaminosis D (raquitismo, osteomalacia), ingestión de antiácidos, enfermedades del hígado, síndrome de Fanconi, hiperparatiroidismo y uso de diuréticos tiazídicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1 - BAGINSKI, E. S.: Amer J. Med. Tec., 35: 475, 1969.
- 2 - GODWIN, J. F., Clin. Chem., 16: 776, 1970.
- 3 - TONKS, D. B., Clin. Chem., 9 – 217, 1963.
- 4 - CHRISTIAN, D. G.: Amer. J. Clin. Pathol. 54: 118, 1979.
- 5 - HENRY, R. J.: Clinical Chemistry - Principles and Technics, 2 Ed., Haper-Row, York, 1974.
- 6 - TODD; SANFORD; DAVIDSOHN, Diagnósticos Clínicos, 1983.
- 7 - QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

GARANTÍA DE CALIDAD

Antes de ser liberados para el consumo, todos los reactivos **Bioclin** son probados por el Departamento de Control de Calidad. La calidad de los reactivos es asegurada hasta la fecha de validad mencionada en la caja de presentación, si están almacenados y transportados en condiciones adecuadas.



QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda

Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: +55 31 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Industria Brasileira

ATENDIMIENTO AL CONSUMIDOR

Servicio de Asesoría al Cliente
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

Número de registro del kit de Fósforo UV en la ANVISA:
10269360379

Revisión: Abril/2025

SIMBOLOGÍA UNIVERSAL



NUMERO DE CATALOGO



FABRICADO POR



NUMERO DE LOTE



CONTROLAR



FECHA DE FABRICACIÓN



CONTROL POSITIVO



FECHA DE VALIDEZ
(último día del mes)



CONTROL NEGATIVO



LÍMITE DE TEMPERATURA
(tienda)



RIESGO BIOLÓGICO



EL CONTENIDO ES SUFICIENTE
PARA <N> PRUEBA



INFLAMABLE



VER INSTRUCCIONES
DE USO



CORROSIVO



PRODUCTO DE DIAGNÓSTICO
IN VITRO



TÓXICO



PROTEGER DE
LUZ Y CALOR



NO UTILICE SI EL
EMBALAJE ESTÁ
DAÑADA



PRODUCTO DE DIAGNÓSTICO
IN VITRO



PRODUCTO
ESTERILIZADO



PRECAUCIÓN



PELIGRO

PHOSPHORUS UV

REF K309

USAGE INSTRUCTIONS

FUNCTION

Method of determination of Phosphorus in biological samples of serum, plasma (EDTA o Citrate) and urine. UV ending point, for *in vitro* diagnostic use only.

PRINCIPLE OF ACTION

Methodology: UV Ending Point

The inorganic Phosphorus in acid reacts with the Molybdate, forming Phosphomolybdate, which intensity of color developed is proportional to the concentration of Phosphorus present in the sample.

REAGENTS

Number 1 - Molybdate - Store between 15 and 30°C. Contains: Ammonium Molybdate < 5,0 mmol/L, surfactant, activators, stabilizer and preservative.

Number 2 - Standard - Store between 15 and 30°C. Contains: Phosphorus 4mg/dL and preservatives.

PRESENTATION

Presentation	Reagent Nº 1	Reagent Nº 2*
1	100 mL	3 mL
2	5 x 20 mL	3 mL
3	5 x 40 mL	3 mL
4	10 x 40 mL	3 mL

* The R2 Standard is not present in all presentations.

EQUIPMENTS AND OPERATIONAL INPUTS

Spectrophotometer or colorimeter with 340 nm reading, watch or stopwatch, pipettes, test tubes, water bath, Biocontrol N and Biocontrol P Bioclin. They can be found at markets specialized on Laboratories of Clinical Analysis.

TRANSPORTATION AND STORAGE CONDITIONS

The storage and transport temperatures should be between up to 30°C, should not exceed 5 days. Protect from light and avoid moisture.

SPECIAL CARE

1- For *in vitro* diagnostic use only.

2- Strictly follow the methodology proposed to obtain exact results.

3- Water used in material cleaning must be recent and free of contaminants.

4- Saturated deionizer columns release alkaline water, many ions, oxidizing agents and reducers that may alter the results significantly.

5- Reagent N°2 contain Sodium Azide which can be irritating to skin and mucous membranes. Handle with care.

6- We recommend applying the local, state and federal rules for environmental protection, so that disposal of reagents and biological material can be made in accordance with current legislation.

7- To obtain information related to biosafety or in case of accidents with the product, consult the SDS (Safety Data Sheet) available on the website www.bioclin.com.br or upon request by the SAC (Customer Advisory Service) of Quibasa.

8- Do not use the product in case of damaged packaging.

9- It is essential that the instruments and equipments used are properly calibrated and subjected to periodic maintenance.

SAMPLES

Serum obtained free of hemolysis, plasma obtained with EDTA or Citrate and 24 hour urine. The sample is stable for 7 days if kept in temperature between 2 and 8°C. Serum or plasma must be separated at least an hour after collected, due to liberation of hematic phosphorus. Acidification with HCl maintains urine in refrigerator for 15 days.

PROCESS DESCRIPTION

The calibration stability of the Phosphorus UV kit installed on refrigerated equipment is 07 days. This stability may vary depending on the conditions of the test, equipment and environment. Therefore, it is suggested to follow the product performance using control serum.

TECHNIQUE

Bioclin recommends, as control serum, Biocontrol N and P Bioclin Kits.

Mark 3 test tubes: B (Blank), A (Sample), S (Standard):

	Blank	Standard	Sample
Sample	---	---	10 µL
Reagent Nº 2	---	10 µL	---
Reagent Nº 1	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL

Homogenize and place it in a water bath at 37°C for 5 minutes. Make the readings in 340 nm (334 - 360 nm), adjusting the zero with test tube "B" (Blank). Color reaction is stable for 20 minutes.

For urine dosage: Homogenize, separate 10 mL and adjust the pH between 1 and 3 with concentrated HCl. When performing the technique, dilute the urine 1:10 with

distilled or deionized water. After that perform the dosage according to the technique above described. Multiply the results found by 10.

CALCULATIONS

Phosphorus (mg/dL) = $\frac{\text{Sample Absorbance} \times 4}{\text{Standard Absorbance}}$

Since the reaction follows the Lambert-Beer law, the Calibration Factor can be used.

Calibration Factor = $\frac{\text{Standard Concentration (4 mg/dL)}}{\text{Standard Absorbance}}$

Phosphorus (mg/dL) = Sample Absorbance x Calibration Factor

24 hour urine

Urine (mg/24h) = $\frac{(\text{mg/dL}) \times \text{Urinary Volume (mL)}}{100}$

INTERFERENT

Hemolysis, lipemia or icterus are factors that may lead to falsely elevated results.

INTERNAL QUALITY CONTROL

The Clinical Laboratory must have an internal quality control, where all procedures, rules, limits and tolerance to variations be clearly established. It is important to mention that all measurement systems present a analytical variety, and it must be monitor by the laboratory. Therefore, it is recommendable the use of controls, allowing the precision and accuracy of the dosages.

TRACEABILITY

The kit's standard is traceable to the reference material NIST (National Institute of Standards and Technology) SRM 186G.

REFERENCE VALUES

The reference values in mg/dL, for this method, were obtained through the determination of phosphorus in healthy populations of male and female.

Serum	Up to 10 days	4,5 - 9,0 mg/dL
	10 days to 2 years	4,5 - 6,7 mg/dL
	2 to 12 years	4,5 - 5,5 mg/dL
	Over 12 years	2,5 - 4,8 mg/dL
	Adults	2,5 - 4,8 mg/dL
Urine	340 - 1000 mg/24h	

TO OBTAIN THE INSTRUCTIONS FOR USE IN PRINTED FORMAT, AT NO ADDITIONAL COST, CONTACT CUSTOMER ADVISORY SERVICE:

SAC: +55 (31) 3439 5454 / 0800 031 5454 / sac@bioclin.com.br

To convert the values from mg/dL to mmol/L (SI), multiply by 0.322.

These values should be used as guidance, and each laboratory should establish its range of reference values, according to the population served.

The results provided by this kit must be interpreted by the medical professional responsible, not being the only criterion for the determination of diagnosis and/or treatment of the patient.

PRODUCT PERFORMANCE
ACCURACY

Comparison of Methods

The Phosphorus UV kit was compared with other methods for measurement of phosphorus commercially available. 42 analyzes were performed and the results were evaluated. The linear equation obtained was $Y = 0.9986X + 0.0074$, with correlation coefficient 0.9989. With these results, we can conclude that the kit shows good methodological specificity.

PRECISION
Repeatability

The repeatability was calculated from 40 successive determinations, using 3 samples with different concentrations, obtaining the following results:

Repeatability	Sample 1	Sample 2	Sample 3
Average Concentration (mg/dL)	2.33	6.36	4.38
Standard Deviation (mg/dL)	0.07	0.11	0.12
Coefficient of Variation (%)	3.08	1.78	2.71

Reproducibility

The reproducibility was calculated from 40 successive determinations for 3 consecutive days, using 3 samples with different concentrations, obtaining the following results:

Reproducibility	Sample 1	Sample 2	Sample 3
Average Concentration (mg/dL)	2.38	6.41	4.34
Standard Deviation (mg/dL)	0.05	0.05	0.04
Coefficient of Variation (%)	1.95	0.80	0.85

SENSITIVITY

The sensitivity was calculated from 40 determinations of a sample free of Phosphorus. The average found, which indicates the detection limit, was 0.091 mg/dL, with standard deviation of 0.006 mg/dL. The sensitivity, which indicates the method quantification limit, corresponds the average plus 3 times the standard deviation and is equal to 0.109 mg/dL.

LINEARITY

The color of the reaction is linear up to the concentration of 15 mg/dL. For higher values, dilute the sample with distilled or deionized water, perform a new determination and multiply the value obtained by the dilution factor.

DIAGNOSTIC SPECIFICITY

Phosphorus homeostasis is maintained primarily by renal function, intestinal absorption, bone metabolism and function parathyroid gland. Phosphorus has a role in bone composition, the acid-base balance, metabolism of fats and carbohydrates, in addition to being presente the formation of compounds such as nucleic acids.

We can observe the increased values of phosphorus in the following conditions: renal failure (renal tuberculosis, chronic glomerulonephritis, hydronephrosis, pyelonephritis) hypoparathyroidism, excessive vitamin D.

The decreased level of phosphorus comes from many causes as: vitamin D deficiency (rickets, osteomalacia) intake of antacids, liver disease, syndrome Fanconi, hyperparathyroidism and use of thiazide diuretics.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

1 - BAGINSKI, E. S.: Amer J. Med. Tec., 35: 475, 1969.
2 - GODWIN, J. F., Clin. Chem., 16: 776, 1970.
3 - TONKS, D. B., Clin. Chem., 9 – 217, 1963.
4 - CHRISTIAN, D. G.: Amer. J. Clin. Pathol. 54: 118, 1979.
5 - HENRY, R. J.: Clinical Chemistry - Principles and Technics, 2 Ed., Haper-Row, York, 1974.
6 - TODD; SANFORD; DAVIDSOHN, Diagnósticos Clínicos, 1983.
7 - QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

QUALITY ASSURANCE

Before being released for consumption, all **Bioclin** reagents are tested by the Department of Quality Control. The quality of reagents is assured until expiration date stated on the presentation packaging, when stored and transported under appropriate conditions.

 **QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda**
Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP: 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Phone.: +55 31 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Made in Brazil

CUSTOMER SERVICE
Customer Advisory Service
Phone.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

ANVISA registration for Phosphorus UV kit: 10269360379

Review: April/2025

UNIVERSAL SYMBOLOGY

 CATALOG NUMBER

 LOT NUMBER

 MANUFACTURING DATE

 VALIDITY DATE (last day of the month)

 TEMPERATURE LIMIT (store)

 CONTENT IS SUFFICIENT FOR <N> TEST

 SEE INSTRUCTIONS FOR USE

 IN VITRO DIAGNOSTIC PRODUCT

 KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

 DO NOT REUSE

 CAUTION

 MADE BY

 CONTROL

 POSITIVE CONTROL

 NEGATIVE CONTROL

 BIOLOGICAL RISK

 FLAMMABLE

 CORROSIVE

 TOXIC

 DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED

 PRODUCT STERILIZED

 DANGER