

**FINALIDADE**

Reagente utilizado para a limpeza de módulo ISE em analisadores automáticos de bioquímica. Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

**Indicado para:**

Analisadores automáticos de bioquímica com módulo ISE.

**REAGENTES**

**Número 1 - Solução para Limpeza** - Conservar entre 2 a 30°C. Contém: Solução contendo Hipoclorito de Sódio e estabilizante.

**APRESENTAÇÃO**

| Apresentação | Reagente n° 1 |
|--------------|---------------|
| 1            | 2 x 100 mL    |

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

A temperatura de armazenamento e transporte deverá ser de 2 a 30°C. Manter ao abrigo da luz e evitar umidade. **Não congelar.**

**CUIDADOS ESPECIAIS**

- 1- Somente para uso diagnóstico *in vitro*.**
- 2- Seguir com rigor a metodologia proposta para a obtenção de resultados exatos.
- 3- A água utilizada na limpeza do material deve ser recente e isenta de contaminantes.
- 4- Evitar contato com os olhos e pele. Em caso de contato lavar imediatamente com água em abundância.
- 5- O produto pode ser nocivo se ingerido ou inalado, em caso de ingestão procurar socorro médico.
- 6- Recomendamos aplicar as normas locais, estaduais e federais de proteção ambiental para que o descarte dos reagentes e do material biológico seja feito de acordo com a legislação vigente.
- 7- Para obtenção de informações relacionadas à biossegurança ou em caso de acidentes com o produto, consultar as FDS (Ficha com Dados de Segurança) disponibilizadas no site [www.bioclin.com.br](http://www.bioclin.com.br) ou através de solicitação pelo SAC (Serviço de Assessoria ao Cliente) da Quibasa.
- 8- Não utilizar o produto em caso de danos na embalagem.

**9-** É imprescindível que os instrumentos e equipamentos utilizados estejam devidamente calibrados e submetidos às manutenções periódicas.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO**

O uso desta solução deve ser de acordo com o especificado no manual do fabricante do aparelho. Para mais informações entrar em contato através do SAC.

**Atenção:** Após aberto, o Bioíons Cleaner é estável por 8 semanas quando armazenado bem tampado entre 2 a 30°C.

**REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA**

1- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

**GARANTIA DE QUALIDADE**

Antes de serem liberados para o consumo, todos os reagentes **Bioclin** são testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições adequadas.

 **QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda**

Rua Teles de Menezes, 92 – Santa Branca  
CEP 31.565 -130 - Belo Horizonte - MG - Brasil  
Tel.: (31) 3439.5454 | E-mail: [bioclin@bioclin.com.br](mailto:bioclin@bioclin.com.br)  
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Serviço de Assessoria ao Cliente  
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: [sac@bioclin.com.br](mailto:sac@bioclin.com.br)

Número de Registro do Bioíons Cleaner na ANVISA:  
10269360319

**Revisão:** Agosto/2024

## SIMBOLOGIA UNIVERSAL

|                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | NÚMERO DE CATÁLOGO                        |    | FABRICADO POR                                        |
|    | NÚMERO DO LOTE                            |    | CONTROLE                                             |
|    | DATA DE FABRICAÇÃO                        |    | CONTROLE POSITIVO                                    |
|   | DATA DE VALIDADE<br>(último dia do mês)   |   | CONTROLE NEGATIVO                                    |
|  | LIMITE DE TEMPERATURA<br>(conservar a)    |  | RISCO BIOLÓGICO                                      |
|  | O CONTEÚDO É SUFICIENTE<br>PARA <N> TESTE |  | INFLÂMÁVEL                                           |
|  | CONSULTAR INSTRUÇÕES<br>DE USO            |  | CORROSIVO                                            |
|  | PRODUTO PARA<br>DIAGNÓSTICO IN VITRO      |  | TÓXICO                                               |
|  | PROTEGER DA<br>LUZ E CALOR                |  | NÃO UTILIZAR SE A<br>EMBALAGEM ESTIVER<br>DANIFICADA |
|  | NÃO REUTILIZE                             |  | PRODUTO<br>ESTERELIZADO                              |
|  | CUIDADO                                   |  | PERIGO                                               |

BIOIONES CLEANER

REF B030

INSTRUCCIONES DE USO

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES DE USO EN FORMATO IMPRESO, SIN COSTO ADICIONAL, CONTACTE CON EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL CLIENTE:

SAC: +55 (31) 3439 5454 / 0800 031 5454 / sac@bioclin.com.br

FINALIDAD

Reactivo utilizado para la limpieza del módulo ISE en equipos de bioquímica. Sólo para uso diagnóstico *in vitro*.

Indicado para:

Equipos automáticos de bioquímica con módulo ISE.

REACTIVOS

**Número 1 - Solución para Limpieza** - Conservar entre 2 a 30°C. Contiene: Solución que contiene Hipoclorito de Sodio y estabilizador.

PRESENTACIÓN

| Presentación | Reactivo n° 1 |
|--------------|---------------|
| 1            | 2 x 100 mL    |

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La temperatura de almacenamiento e transporte deberá ser de 2 a 30°C. Mantener al abrigo de la luz y evitar humedad. **No congelar.**

CUIDADOS ESPECIALES

- 1- Solamente para el uso diagnóstico *in vitro*.**
- 2-** Seguir con rigor la metodología propuesta para obtención de resultados exactos.
- 3-** El agua utilizada en la limpieza del material debe ser reciente y exenta de agentes contaminantes.
- 4-** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua abundante.
- 5-** El producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala, en caso de ingestión buscar ayuda médica.
- 6-** Se recomienda la aplicación de la ley local, estatal y federal de protección ambiental para la eliminación de reactivos y material biológico se hace de acuerdo con la legislación vigente.
- 7-** Para obtener información relacionada con la seguridad biológica o en caso de accidentes con el producto, consultar la HDS (Hoja de Datos de Seguridad) disponibles en el site [www.bioclin.com.br](http://www.bioclin.com.br) o solicitando a través del SAC (Servicio de Asesoría al Cliente) de Quibasa.
- 8-** No utilice el producto en caso de daños en su embalaje.

**9-** Es esencial que los instrumentos y equipos utilizados estén adecuadamente calibrados y sometidos a mantenimientos periódicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El uso de esta solución debe ser conforme a lo especificado en el manual del fabricante del aparato. Para más informaciones entrar en contacto a través del SAC.

**Atención:** Después de abrir, el Bioiones Cleaner es estable por 8 semanas cuando se almacena bien tapado entre 2 a 30°C.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

GARANTÍA DE CALIDAD

Antes de ser liberados para el consumo, todos los reactivos **Bioclin** son probados por el Departamento de Control de Calidad. La calidad de los reactivos es asegurada hasta la fecha de validez mencionada en la caja de presentación, si son almacenados y transportados en condiciones adecuadas.

 QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda

Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca  
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil  
Tel.: +55 31 3439.5454 | E-mail: [bioclin@bioclin.com.br](mailto:bioclin@bioclin.com.br)  
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENIMIENTO AL CONSUMIDOR

Servicio de Asesoría al Cliente  
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: [sac@bioclin.com.br](mailto:sac@bioclin.com.br)

Número de Registro del Bioiones Cleaner en la ANVISA:  
10269360319

**Revisión:** Agosto/2024

SIMBOLOGÍA UNIVERSAL

|                                                                                     |                                               |                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | NUMERO DE CATALOGO                            |    | FABRICADO POR                               |
|    | NUMERO DE LOTE                                |    | CONTROLAR                                   |
|    | FECHA DE FABRICACIÓN                          |    | CONTROL POSITIVO                            |
|   | FECHA DE VALIDEZ<br>(último día del mes)      |   | CONTROL NEGATIVO                            |
|  | LÍMITE DE TEMPERATURA<br>(tienda)             |  | RIESGO BIOLOGICO                            |
|  | EL CONTENIDO ES SUFICIENTE<br>PARA <N> PRUEBA |  | INFLAMABLE                                  |
|  | VER INSTRUCCIONES<br>DE USO                   |  | CORROSIVO                                   |
|  | PRODUCTO DE DIAGNÓSTICO<br>IN VITRO           |  | TÓXICO                                      |
|  | PROTEGER DE<br>LUZ Y CALOR                    |  | NO UTILICE SI EL<br>EMBALAJE ESTÁ<br>DAÑADA |
|  | NO REUTILIZA                                  |  | PRODUCTO<br>ESTERILIZADO                    |
|  | PRECAUCIÓN                                    |  | PELIGRO                                     |

## BIOIONS CLEANER

TO OBTAIN THE INSTRUCTIONS FOR USE IN PRINTED FORMAT, AT NO ADDITIONAL COST,  
CONTACT CUSTOMER ADVISORY SERVICE:

REF **B030**

SAC: +55 (31) 3439 5454 / 0800 031 5454 / sac@bioclin.com.br

## INSTRUCTIONS FOR USE

### FUNCTION

Reagent used for the cleaning of ISE module in automatic biochemistry analyzers. Only for *in vitro* diagnostic use.

### Indicated for:

Automatic biochemistry analyzers with ISE module.

### REAGENTS

**Number 1 - Cleaning Solution** - Store between 2 to 30°C. Contains: Solution containing Sodium Hypochlorite and stabilizer.

### PRESENTATION

| Presentation | Reagent n° 1 |
|--------------|--------------|
| 1            | 2 x 100 mL   |

### TRANSPORTATION AND STORAGE CONDITIONS

The storage and transport temperature should be 2 to 30°C. Keep out of the light and avoid moisture. **Do not freeze.**

### SPECIAL CARE

- 1- For *in vitro* diagnostic use only.
- 2- Strictly follow the methodology proposed to obtain exact results.
- 3- Water used in material cleaning must be recent and free of contaminants.
- 4- Avoid contact with eyes and skin. In case of contact wash immediately with plenty of water.
- 5- The product may be harmful if ingested or inhaled, if swallowed seek medical help.
- 6- We recommend applying the local, state and federal rules for environmental protection, so that disposal of reagents and biological material can be made in accordance with current legislation.
- 7- To obtain information related to biosafety or in case of accidents with the product, consult the SDS (Safety Data Sheet) available on the website [www.bioclin.com.br](http://www.bioclin.com.br) or upon request by the SAC (Advisory Service Customer) of Quibasa.
- 8- Do not use the product in case of damaged packaging.

- 9- It is essential that the instruments and equipments used are properly calibrated and subjected to periodic maintenance.

### PROCESS DESCRIPTION

The use of this solution should be according to the manufacturer's manual.

For more information, contact SAC.

**Caution:** After opening, the Bioions Cleaner is stable for 8 weeks when stored well capped at 2 to 30°C.

### BIBLIOGRAPHIC REFERENCE

- 1- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

### QUALITY ASSURANCE

Before being released for consumption, all **Bioclin** reagents are tested by the Department of Quality Control. The quality of reagents is assured until expiration date stated on the presentation packaging, when stored and transported under appropriate conditions.



### QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda

Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca  
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil  
Tel.: +55 31 3439.5454 | E-mail: [bioclin@bioclin.com.br](mailto:bioclin@bioclin.com.br)  
CNPJ: 19.400.787/0001-07 – Made in Brazil

### CUSTOMER SERVICE

Customer Advisory Service  
Phone.: 0800 0315454 | E-mail: [sac@bioclin.com.br](mailto:sac@bioclin.com.br)

Registration Number of Bioions Cleaner at ANVISA:  
10269360319

**Review:** August/2024

## UNIVERSAL SYMBOLOGY

|  |                                          |  |                                        |
|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------|
|  | CATALOG NUMBER                           |  | MADE BY                                |
|  | LOT NUMBER                               |  | CONTROL                                |
|  | MANUFACTURING DATE                       |  | POSITIVE CONTROL                       |
|  | VALIDITY DATE<br>(last day of the month) |  | NEGATIVE CONTROL                       |
|  | TEMPERATURE LIMIT<br>(store)             |  | BIOLOGICAL RISK                        |
|  | CONTENT IS SUFFICIENT<br>FOR <N> TEST    |  | FLAMMABLE                              |
|  | SEE INSTRUCTIONS<br>FOR USE              |  | CORROSIVE                              |
|  | IN VITRO DIAGNOSTIC<br>PRODUCT           |  | TOXIC                                  |
|  | KEEP AWAY<br>FROM SUNLIGHT               |  | DO NOT USE IF<br>PACKAGE IS<br>DAMAGED |
|  | DO NOT REUSE                             |  | PRODUCT<br>STERILIZED                  |
|  | CAUTION                                  |  | DANGER                                 |