



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: CREATININA AUTOMAÇÃO
Cód. Referência: K222
Lote: 6
Fabricação: 10/2020
Validade: 10/2022
Registro ANVISA: 10269360328

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0067	1,830	1,843
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	4,830	4,533
SORO HUMANO 01	11122020	0,950	0,970
SORO HUMANO 02	11132020	1,207	1,167
SORO HUMANO 03	11092020	1,023	1,013
SORO HUMANO 04	11822020	1,057	1,067
SORO HUMANO 05	11292020	1,150	1,160
URINA HUMANA 01	12812020	165,600	150,363
URINA HUMANA 02	1282020	87,503	78,857
URINA HUMANA 03	12832020	15,877	14,523
URINA HUMANA 04	12842020	111,400	97,537
URINA HUMANA 05	12852020	35,123	31,940

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 30/11/2020

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br