



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K222**
Lote: **9**
Fabricação: **07/2021**
Validade: **07/2023**
Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0070	1,810	1,893
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0053	4,590	4,690
SORO HUMANO 01	8082021	0,577	0,527
SORO HUMANO 02	8092021	1,737	1,660
SORO HUMANO 03	7892021	0,620	0,593
SORO HUMANO 04	8062021	0,790	0,837
SORO HUMANO 05	9522021	3,240	3,123
URINA HUMANA 01	10862021	50,153	49,477
URINA HUMANA 02	10882021	45,253	43,747
URINA HUMANA 03	10892021	109,617	106,967
URINA HUMANA 04	10902021	0,377	0,360
URINA HUMANA 05	10932021	122,263	117,990

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 10/08/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br