



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K222**
Lote: **13**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	1,320	1,310
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	4,330	4,443
SORO HUMANO 01	7172022	1,170	1,143
SORO HUMANO 02	7182022	2,020	1,933
SORO HUMANO 03	7202022	1,670	1,617
SORO HUMANO 04	7212022	1,160	1,067
SORO HUMANO 05	7192022	0,820	0,793
URINA HUMANA 01	7522022	56,250	59,667
URINA HUMANA 02	7532022	79,500	90,083
URINA HUMANA 03	7542022	45,500	48,500
URINA HUMANA 04	7552022	111,000	123,917
URINA HUMANA 05	7562022	82,750	91,167

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br