



BIOÍONS SOLUÇÃO CONDICIONADORA Na / Na CONDITIONER

R10196

INSTRUÇÕES DE USO

FINALIDADE

Reagente utilizado para limpeza aprimorada de equipamentos automáticos para dosagens de íons. Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

Indicado para:

Aparelhos automáticos de íons.

REAGENTES

Número 1- Bioíons Solução Condicionadora Na - Conservar entre 5 e 35°C. Fluoreto de Sódio < 1% e Água

APRESENTAÇÃO

Apresentação	Volume
1	100 mL

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

A temperatura de armazenamento e transporte deverá ser de 5 a 35°C. Manter ao abrigo da luz e evitar umidade.

CUIDADOS ESPECIAIS

- 1- Somente para uso diagnóstico *in vitro*.
- 2- Seguir com rigor a metodologia proposta para a obtenção de resultados exatos.
- 3- A água utilizada na limpeza do material deve ser recente e isenta de contaminantes.
- 4- Recomendamos aplicar as normas locais, estaduais e federais de proteção ambiental para que o descarte dos reagentes e do material biológico seja feito de acordo com a legislação vigente.
- 5- Para obtenção de informações relacionadas à biossegurança ou em caso de acidentes com o produto, consultar as FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponibilizadas no site www.bioclin.com.br ou através de solicitação pelo SAC (Serviço de Assessoria ao Cliente) da Quibasa.
- 6- Não utilizar o produto em caso de danos na embalagem.
- 7- É imprescindível que os instrumentos e equipamentos utilizados estejam devidamente calibrados e submetidos às manutenções periódicas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O uso deste controle deve ser de acordo com o especificado no manual do fabricante do aparelho. Para maiores informações entrar em contato através do SAC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.
- 2 – CARETIUM: Dados do Fabricante.

GARANTIA DE QUALIDADE

Antes de serem liberados para o consumo, todos os reagentes **Bioclin** são testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições adequadas.

Fabricado por:

CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS Co, Ltd - China, República Popular, Beishan Industrial Park 7th floor building 1, Beishan Road, Yantian, Shenzhen.

Registrado, Importado e Distribuído por:

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda
Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454
E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Serviço de Assessoria ao Cliente
Tel.: 0800 0315454
E-mail: sac@bioclin.com.br

Número de Registro do Bioíons Solução Condicionadora Na na ANVISA: 10269360281

Revisão: Agosto/2024