

Catálogo: K242	AMILASE G7 IFCC	Nº de Testes: 250	Versão: 02/12/2020
-----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K242-1

Reagente N° 1 – Tampão Enzimático – 1 x 40 mL

Reagente N° 2 – Substrato – 1 x 10 mL

O reagente é pronto para uso.

[illegible]

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.