

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0024**

FABRICAÇÃO: **02/2020**

VALIDADE: **02/2022**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin**BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0024**

Val: 2022/02



Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	265,00	212,00	-	318,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	46,50	37,20	-	55,80	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	> 80,00				SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/03/2020

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br