

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0028**

FABRICAÇÃO: **06/2021**

VALIDADE: **06/2023**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0028

Val: 2023/06

CE

Português

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	167,00	134,00	-	200,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	15,00	12,00	-	18,00	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	50,10	40,10	-	60,10	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/06/2021

L4 Souza

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

CE

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br