

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0031**

FABRICAÇÃO: **04/2022**

VALIDADE: **04/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	249,00	199,20	-	298,80	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	12,30	9,80	-	14,80	SEGUNDOS
TT BIOCLIN	COAGULOMETRIA	13,10	9,20	-	17,00	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	40,40	32,30	-	48,50	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/04/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade