

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0032**

FABRICAÇÃO: **08/2022**

VALIDADE: **08/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	260,50	208,40	-	312,60	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	12,40	9,90	-	14,90	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	39,60	31,60	-	47,60	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade