

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0034**

FABRICAÇÃO: **12/2022**

VALIDADE: **12/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	257,00	205,00	-	309,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	13,40	10,70	-	16,10	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	37,80	29,60	-	46,00	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade