

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0035**

FABRICAÇÃO: **05/2023**

VALIDADE: **05/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	240,20	192,10	-	288,30	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	12,00	9,60	-	14,40	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	40,40	32,30	-	48,50	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/06/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade