

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0037**

FABRICAÇÃO: **12/2023**

VALIDADE: **12/2025**


REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0037 Val. 12/2025			
Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP)	Unidade
TP -Tempo	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	13,9	11,1 – 16,7	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	14,7	11,8 – 17,6	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	14,1	11,3 – 17,0	segundos
TTPA	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	34,5	27,6 – 41,5	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	34,8	27,8 – 41,7	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	34,6	27,7 – 41,5	segundos
Fibrinogênio	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	291,6	233,3 – 350,0	mg/dL
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	226,4	181,1 – 271,7	mg/dL
	óptico, automatizado e/ou CA60	266,5	213,2 – 319,8	mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/03/24


Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUÍBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br