

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0037**

FABRICAÇÃO: **12/2023**

VALIDADE: **12/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Bioclin      | BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0037        |       | Val. 12/2025     |          |
|--------------|------------------------------------------|-------|------------------|----------|
| Analito      | Método e/ou Equipamento                  | Valor | Intervalo (1 DP) | Unidade  |
| TP -Tempo    | mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4 | 13,9  | 11,1 – 16,7      | segundos |
|              | mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300  | 14,7  | 11,8 – 17,6      | segundos |
|              | óptico, automatizado e/ou CA60           | 14,1  | 11,3 – 17,0      | segundos |
| TTPA         | mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4 | 34,5  | 27,6 – 41,5      | segundos |
|              | mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300  | 34,8  | 27,8 – 41,7      | segundos |
|              | óptico, automatizado e/ou CA60           | 34,6  | 27,7 – 41,5      | segundos |
| Fibrinogênio | mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4 | 291,6 | 233,3 – 350,0    | mg/dL    |
|              | mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300  | 226,4 | 181,1 – 217,7    | mg/dL    |
|              | óptico, automatizado e/ou CA60           | 266,5 | 213,2 – 319,8    | mg/dL    |

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/01/24

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade