

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0038**

FABRICAÇÃO: **02/2024**

VALIDADE: **02/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0038		Val. 02/2026	
	Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP) Unidade
TP -Tempo		mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	11,8	9,4 – 14,2 segundos
		mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	12,6	10,1 – 15,1 segundos
		óptico, automatizado e/ou CA60	11,9	9,5 – 14,3 segundos
TTPA		mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	39,8	31,8 – 47,8 segundos
		mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	37,6	30,1 – 45,1 segundos
		óptico, automatizado e/ou CA60	39,3	31,4 – 47,2 segundos
Fibrinogênio		mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	214,8	171,8 – 257,8 mg/dL
		mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	226,1	180,9 – 271,3 mg/dL
		óptico, automatizado e/ou CA60	204,2	163,4 – 245,0 mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/03/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade