

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0039**

FABRICAÇÃO: **05/2024**

VALIDADE: **05/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0039	Val. 05/2026		
Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP)	Unidade
TP -Tempo	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	12,2	9,7 – 14,6	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	12,8	10,2 – 15,4	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	12,3	9,9 – 14,8	segundos
TTPA	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	35,4	28,3 – 42,4	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	34,1	27,3 – 40,9	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	33,4	26,7 – 40,0	segundos
Fibrinogênio	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	202,1	161,7 – 242,6	mg/dL
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	218,2	174,6 – 261,8	mg/dL
	óptico, automatizado e/ou CA60	193,1	154,5 – 231,7	mg/dL

Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/07 ../2024

*Barbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de Assessoria ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92 Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130 tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br