

Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO N**

REF: **K137**

LOTE: **0041**

FABRICAÇÃO: **01/2025**

VALIDADE: **05/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin		BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0041 Val. 05/2026		
Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP)	Unidade
TP - Tempo	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	12,3	9,8 – 14,8	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	12,8	10,2 – 15,4	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	12,5	10,0 – 15,0	segundos
TTPA	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	30,7	24,6 – 36,8	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	27,5	22,0 -33,0	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	30,6	24,5 – 36,7	segundos
Fibrinogênio	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	205,6	164,5 – 246,7	mg/dL
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	216,0	172,8 – 259,2	mg/dL
	óptico, automatizado e/ou CA60	205,8	164,6 – 247,0	mg/dL

Português

O

Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.


Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Data: 24/01/2025

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br