

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0030**

FABRICAÇÃO: **04/2022**

VALIDADE: **04/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	94,00	74,00	-	114,00	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	16,60	13,20	-	20,00	SEGUNDOS
TT BIOCLIN	COAGULOMETRIA	25,00	18,00	-	32,00	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	61,40	49,10	-	73,70	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/04/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade