

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0034**

FABRICAÇÃO: **05/2023**

VALIDADE: **05/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
FIBRINOGENIO	COAGULOMETRIA	114,40	91,50	-	137,30	mg/dL
TP - TEMPO	COAGULOMETRIA	20,30	16,20	-	24,40	SEGUNDOS
TTPA	COAGULOMETRIA	68,30	54,60	-	82,00	SEGUNDOS

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/06/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade