

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0035**

FABRICAÇÃO: **08/2023**

VALIDADE: **08/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0035		Val. 08/2025	
Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP)	Unidade
TP -Tempo	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	24,1	19,3 – 28,9	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	24,9	19,9 – 29,8	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	23,9	19,1 – 28,7	segundos
TTPA	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	61,9	49,5 – 74,3	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	56,5	45,2 – 67,9	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	60,2	48,1 – 72,2	segundos
Fibrinogênio	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	124,4	99,5 – 149,2	mg/dL
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	116,7	93,4 – 140,1	mg/dL
	óptico, automatizado e/ou CA60	127,8	102,3 – 153,4	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/09/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade