

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0036**

FABRICAÇÃO: **12/2023**

VALIDADE: **12/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin		BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0036 Val. 12/2025		
Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP)	Unidade
TP -Tempo	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	20,2	16,1 – 24,2	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	20,7	16,6 – 24,8	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	20,3	16,2 – 24,3	segundos
TTPA	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	67,5	54,0 – 81,0	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	63,1	50,5 – 75,7	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	62,2	49,8 – 74,7	segundos
Fibrinogênio	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	133,6	106,9 – 160,3	mg/dL
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	112,4	89,9 – 134,9	mg/dL
	óptico, automatizado e/ou CA60	122,6	98,1 – 147,2	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade

Data: 05/01/2024