

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0037**

FABRICAÇÃO: **02/2024**

VALIDADE: **02/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0037		Val. 02/2026	
Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP)	Unidade
TP -Tempo	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	18,0	14,4 – 21,6	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	18,7	15,0 – 22,4	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	18,6	14,9 – 22,3	segundos
TTPA	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	68,9	55,1 – 82,7	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	65,1	52,1 – 78,1	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	70,2	56,2 – 84,2	segundos
Fibrinogênio	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	109,7	87,8 – 131,6	mg/dL
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	109,6	87,7 – 131,5	mg/dL
	óptico, automatizado e/ou CA60	109,1	87,3 – 130,9	mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 005/09/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade