

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**


LOTE: **0038**

FABRICAÇÃO: **05/2024**

VALIDADE: **05/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0038		Val. 05/2026	
Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP)	Unidade
TP -Tempo	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	17,7	14,2 – 21,3	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	18,8	15,0 – 22,5	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	18,9	15,1 – 22,7	segundos
TTPA	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	63,6	50,9 – 76,3	segundos
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	63,1	50,5 – 75,7	segundos
	óptico, automatizado e/ou CA60	63,0	50,4 – 75,6	segundos
Fibrinogênio	mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	114,0	91,2 – 136,8	mg/dL
	mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	121,7	97,4 – 146,1	mg/dL
	óptico, automatizado e/ou CA60	116,6	93,3 – 139,9	mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/07/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade