

PRODUTO: **BIOCONTROL COAGULAÇÃO P**

REF: **K138**

LOTE: **0039**

FABRICAÇÃO: **10/2024**

VALIDADE: **10/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360223**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0039		Val. 10/2026		
	Analito	Método e/ou Equipamento	Valor	Intervalo (1 DP)	Unidade
TP -Tempo		mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	20,4	16,3 – 24,5	segundos
		mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	19,9	15,9 – 23,9	segundos
		óptico, automatizado e/ou CA60	20,6	16,5 – 24,7	segundos
TTPA		mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	62,7	50,2 – 75,2	segundos
		mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	61,8	49,4 – 74,2	segundos
		óptico, automatizado e/ou CA60	62,5	50,0 – 75,0	segundos
Fibrinogênio		mecânico, semi-automatizado e/ou CS2/CS4	113,7	91,0 – 136,4	mg/dL
		mecânico, automatizado e/ou CA200/CA300	110,2	88,2 – 132,2	mg/dL
		óptico, automatizado e/ou CA60	111,4	89,1 – 133,7	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/11/2024

Barbara Cristina Goncalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92 Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br