

PRODUTO: **BIOCONTROL N**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **0068**

FABRICAÇÃO: **01/2021**

VALIDADE: **01/2023**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL N LOTE 0068

Val: 2023/01

CE

Análito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,50	2,90 - 4,10	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,70	3,30 - 4,10	g/dL
AMILASE	CARAWAY MODIFICADO	105,00	79,00 - 131,00	U/dL-37°C
AMILASE	CNPG	86,00	64,00 - 108,00	U/L-37°C
BILIRRUBINA DIRETA	DIAZO/DICLOROANILINA DIAZOTADA (DCA)	1,33	1,00 - 1,66	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DIAZO/DICLOROANILINA DIAZOTADA (DCA)	0,42	0,21 - 0,63	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	5,70	5,13 - 6,27	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	COLORIMÉTRICO	148,00	111,00 - 185,00	µg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE	148,00	117,00 - 175,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	31,00	25,00 - 37,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	115,00	92,00 - 138,00	U/L
CLORETOS	COLORIMÉTRICO - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	92,00	82,00 - 102,00	mEq/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO	91,00	82,00 - 100,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	101,00	91,00 - 111,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	134,00	121,00 - 147,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	26,00	19,00 - 33,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	36,00	25,00 - 47,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	24,00	19,20 - 28,80	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	5.929,00	4.434,00 - 7.424,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,80	1,44 - 2,16	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	2,10	1,68 - 2,52	mg/dL
CREATININA	CINÉTICO - REAÇÃO DE JAFFÉ	1,50	1,13 - 1,88	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,86	1,40 - 2,33	mg/dL
CREATININA	JAFFÉ MODIFICADO	1,62	1,30 - 1,94	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	294,00	235,00 - 353,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	132,00	99,00 - 165,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	146,00	117,00 - 175,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICO AMP - IFCC	61,00	49,00 - 73,00	U/L - 37°C
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	3,30	2,70 - 3,90	mg/dL
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	3,00	2,40 - 3,60	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	314,00	251,00 - 377,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	20,00	13,00 - 27,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	61,00	73,00 - 89,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	28,40	21,30 - 35,50	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	16,00	12,00 - 20,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	39,00	29,00 - 49,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	1,90	1,60 - 2,20	mg/dL
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	2,80	2,20 - 3,40	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO	3,20	2,90 - 3,50	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,30	2,90 - 3,70	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,50	4,90 - 6,10	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO	135,00	121,00 - 149,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	139,00	125,00 - 153,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	45,00	36,00 - 54,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE ALT (TGP)	REITMAN E FRANKEL	31,00	22,00 - 40,00	U/mL - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	73,00	58,00 - 88,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	REITMAN E FRANKEL	41,00	29,00 - 53,00	U/mL - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	190,00	171,00 - 209,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	29,00	23,00 - 35,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	32,00	24,00 - 40,00	mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/02/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade