

PRODUTO: **BIOCONTROL N**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **69**

FABRICAÇÃO: **04/2021**

VALIDADE: **04/2023**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin		BIOCONTROL N LOTE 0069	Val:	2023/04	
Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)		Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,70	3,30	- 4,10	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,60	3,20	- 4,00	g/dL
AMILASE	CARAWAY MODIFICADO	118,00	88,00	- 148,00	U/dL-37°C
AMILASE	CINÉTICA IFCC	74,00	58,00	- 92,00	U/L
AMILASE	CNPG	95,00	71,00	- 119,00	U/L-37°C
BILIRRUBINA DIRETA	DIAZO/DICLOROANILINA DIAZOTADA (DCA)	0,53	0,27	- 0,80	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DIAZO/DICLOROANILINA DIAZOTADA (DCA)	1,26	1,01	- 1,51	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	8,00	5,40	- 8,60	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	COLORIMÉTRICO	242,00	194,00	- 290,00	µg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	185,00	157,00	- 213,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	24,00	17,00	- 31,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	93,00	74,00	- 112,00	U/L
CLORETOS	COLORIMÉTRICO - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	90,00	81,00	- 99,00	mEq/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO	92,00	82,00	- 102,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	98,00	88,00	- 108,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	128,00	115,00	- 141,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	31,00	25,00	- 37,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	16,00	12,00	- 20,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	66,00	53,00	- 79,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	6.337,00	4.748,00	- 7.928,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,81	1,45	- 2,17	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	2,11	1,69	- 2,53	mg/dL
CREATININA	CINÉTICO - REAÇÃO DE JAFFÉ	1,46	1,17	- 1,75	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,71	1,37	- 2,05	mg/dL
CREATININA	JAFFÉ MODIFICADO	1,88	1,50	- 2,26	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	278,00	221,00	- 331,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	101,00	78,00	- 126,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	111,00	89,00	- 133,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	127,00	102,00	- 152,00	U/L
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICO AMP - IFCC	127,00	102,00	- 152,00	U/L - 37°C
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	2,10	1,90	- 2,30	mg/dL
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	1,80	1,50	- 2,10	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	367,00	294,00	- 440,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	32,00	26,00	- 38,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	71,00	63,91	- 78,09	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	20,80	16,80	- 25,00	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	54,00	40,00	- 68,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	29,00	20,00	- 38,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	2,10	1,90	- 2,30	mg/dL
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,30	2,60	- 4,00	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO	3,60	3,20	- 4,00	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	4,60	4,00	- 5,00	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,60	5,00	- 6,20	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO	140,00	126,00	- 154,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	147,00	132,00	- 162,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	26,00	21,00	- 31,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE ALT (TGP)	REITMAN E FRANKEL	20,00	15,00	- 25,00	U/mL - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	48,00	38,00	- 58,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	REITMAN E FRANKEL	26,00	18,00	- 34,00	U/mL - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	84,00	57,00	- 71,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	27,00	24,00	- 30,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	28,00	22,00	- 34,00	mg/dL

Português

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/05/2021

Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica

Controle de Qualidade

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

