

Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCONTROL N**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **0073**

FABRICAÇÃO: **02/2022**

VALIDADE: **02/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/04/2022

Bioclin

BIOCONTROL N LOTE 0073

Val: 2024/02

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,60	3,20 - 4,00	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,50	3,10 - 3,90	g/dL
AMILASE	CINÉTICA IFCC	57,00	42,00 - 72,00	U/L
AMILASE	CNPG	71,00	53,00 - 89,00	U/L-37°C
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,53	0,27 - 0,80	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,43	1,14 - 1,72	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	5,40	4,80 - 6,00	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	116,00	93,00 - 139,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	36,00	28,00 - 44,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	135,00	108,00 - 162,00	U/L
CLORETOS	COLORIMÉTRICO - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	90,00	81,00 - 99,00	mEq/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	92,00	82,00 - 102,00	mmol/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	92,00	82,00 - 102,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	94,00	84,00 - 104,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	124,00	99,00 - 149,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	38,00	27,00 - 49,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	19,00	14,00 - 24,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	63,00	50,00 - 76,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	6.089,00	4.566,75 - 7.611,25	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,38	1,10 - 1,66	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	1,68	1,34 - 2,02	mg/dL
CREATININA	CINÉTICO - REAÇÃO DE JAFFÉ	1,14	0,91 - 1,37	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,23	0,98 - 1,48	mg/dL
CREATININA	JAFFÉ MODIFICADO	1,48	1,18 - 1,78	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	262,00	210,00 - 314,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	131,00	105,00 - 157,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	169,00	135,00 - 203,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	124,00	105,00 - 143,00	U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	2,80	2,50 - 3,10	mg/dL
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	2,70	2,40 - 3,00	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	318,00	254,00 - 382,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	34,00	27,00 - 41,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	65,00	58,00 - 72,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	15,00	12,00 - 18,00	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	26,00	19,00 - 33,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	35,00	26,00 - 44,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	1,80	1,60 - 2,00	mg/dL
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,30	2,60 - 4,00	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,50	3,10 - 3,90	mmol/L
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,30	2,90 - 3,70	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,60	3,20 - 4,00	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,30	4,80 - 5,80	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	135,00	121,00 - 149,00	mmol/L
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	134,00	120,00 - 148,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	133,00	119,00 - 147,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	35,00	28,00 - 42,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE ALT (TGP)	REITMAN E FRANKEL	26,00	18,00 - 34,00	U/mL - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	38,00	30,00 - 46,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	REITMAN E FRANKEL	30,00	21,00 - 39,00	U/mL - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	75,00	67,00 - 83,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	27,00	24,00 - 30,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	27,00	22,00 - 32,00	mg/dL

Português

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade