

PRODUTO: **BIOCONTROL N**
CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **0075**

FABRICAÇÃO: **08/2022**

VALIDADE: **08/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL N LOTE 0075

Val: 2024/08

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,50	2,60 - 4,40	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,50	3,10 - 3,90	g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	75,00	56,00 - 94,00	U/L - 37°C
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,63	0,32 - 0,95	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,55	1,16 - 1,94	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	5,80	5,10 - 6,50	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	133,00	106,00 - 160,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	37,00	29,00 - 45,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	136,00	109,00 - 163,00	U/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	99,00	89,00 - 109,00	mmol/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	94,00	85,00 - 103,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	99,00	89,00 - 109,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	127,00	102,00 - 152,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	40,00	32,00 - 48,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	19,00	15,00 - 23,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	68,00	54,00 - 82,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	6.480,00	4.860,00 - 8.100,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,51	1,21 - 1,81	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	1,81	1,45 - 2,17	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,51	1,21 - 1,81	mg/dL
CREATININA	JAFFÉ MODIFICADO	1,35	1,08 - 1,62	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	254,00	197,00 - 311,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	109,00	82,00 - 136,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	145,00	116,00 - 174,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	100,00	85,00 - 115,00	U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	2,50	2,20 - 2,80	mg/dL
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	2,30	2,00 - 2,60	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	309,00	247,00 - 371,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	33,00	26,00 - 40,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	69,00	62,00 - 76,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	15,40	12,30 - 18,50	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	14,00	10,00 - 18,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	33,00	25,00 - 41,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGN SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	1,90	1,70 - 2,10	mg/dL
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,00	2,40 - 3,60	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,30	3,00 - 3,60	mmol/L
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,10	2,80 - 3,40	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,70	3,30 - 4,10	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,30	4,80 - 5,80	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	147,00	132,00 - 162,00	mmol/L
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	137,00	123,00 - 151,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	137,00	123,00 - 151,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	24,00	19,00 - 29,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE ALT (TGP)	REITMAN E FRANKEL	24,00	17,00 - 31,00	U/mL - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	20,00	16,00 - 24,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	REITMAN E FRANKEL	20,00	14,00 - 26,00	U/mL - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	80,00	72,00 - 88,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	30,00	27,00 - 33,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	29,00	23,00 - 35,00	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/10/2022

Livia Tereza de Andrade Souza

Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica

Controle de Qualidade

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br