

PRODUTO: **BIOCONTROL N**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **0076**

FABRICAÇÃO: **12/2022**

VALIDADE: **12/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL N LOTE 0076

Val: 2024/12

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,50	2,60 - 4,40	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,50	3,10 - 3,90	g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	75,00	56,00 - 94,00	U/L - 37°C
AMILASE	CINÉTICA IFCC	60,00	45,00 - 75,00	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,63	0,32 - 0,95	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,50	1,13 - 1,88	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	5,80	5,10 - 6,50	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	133,00	106,00 - 160,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	35,00	28,00 - 42,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	136,00	109,00 - 163,00	U/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	99,00	89,00 - 109,00	mmol/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	94,00	84,00 - 104,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	99,00	89,00 - 109,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	127,00	102,00 - 152,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	40,00	32,00 - 48,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	19,00	15,00 - 23,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	65,00	52,00 - 78,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	6.480,00	4.860,00 - 8.100,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,51	1,21 - 1,81	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	1,81	1,45 - 2,17	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,51	1,21 - 1,81	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	248,00	198,00 - 298,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	109,00	82,00 - 136,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	145,00	116,00 - 174,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	100,00	85,00 - 115,00	U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	2,50	2,20 - 2,80	mg/dL
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	2,40	2,10 - 2,70	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	309,00	247,00 - 371,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	33,00	26,00 - 40,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	69,00	62,00 - 76,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	15,00	12,00 - 18,00	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	14,00	10,00 - 18,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	31,00	23,00 - 39,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	1,90	1,70 - 2,10	mg/dL
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,00	2,40 - 3,60	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,30	3,00 - 3,60	mmol/L
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,10	2,80 - 3,40	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,70	3,30 - 4,10	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,30	4,80 - 5,80	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	147,00	132,00 - 162,00	mmol/L
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	137,00	123,00 - 151,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	137,00	123,00 - 151,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	24,00	19,00 - 29,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE ALT (TGP)	REITMAN E FRANKEL	24,00	17,00 - 31,00	U/mL - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	22,00	17,00 - 27,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	REITMAN E FRANKEL	20,00	16,00 - 24,00	U/mL - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	80,00	72,00 - 88,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	30,00	27,00 - 33,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	31,00	25,00 - 37,00	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 30/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade