

PRODUTO: **BIOCONTROL N**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **0077**

FABRICAÇÃO: **02/2023**

VALIDADE: **02/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin		BIOCONTROL N LOTE 0077		Val: 2025/02	
Análito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade	
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,50	2,80 - 4,40	mg/dL	
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,50	3,10 - 3,90	g/dL	
AMILASE	CINÉTICA CNPG	75,00	56,00 - 94,00	U/L-37°C	
AMILASE	CINÉTICA IFCC	60,00	45,00 - 75,00	U/L	
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,58	0,29 - 0,87	mg/dL	
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,43	1,07 - 1,79	mg/dL	
CÁLCIO	ARSENATO III	5,80	5,10 - 6,50	mg/dL	
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	133,00	106,00 - 160,00	µg/dL	
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	35,00	26,00 - 44,00	U/L	
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	130,00	104,00 - 156,00	U/L	
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	99,00	89,00 - 109,00	mmol/L	
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	94,00	84,00 - 104,00	mmol/L	
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	99,00	89,00 - 109,00	mEq/L	
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	125,00	100,00 - 150,00	mg/dL	
COLESTEROL HDL	DIRETO	40,00	32,00 - 48,00	mg/dL	
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	20,00	16,00 - 24,00	mg/dL	
COLESTEROL LDL	DIRETO	65,00	52,00 - 78,00	mg/dL	
COLINESTERASE	DGKC	6.480,00	4.860,00 - 8.100,00	U/L	
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,51	1,21 - 1,81	mg/dL	
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	1,81	1,45 - 2,17	mg/dL	
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,51	1,21 - 1,81	mg/dL	
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	248,00	198,00 - 298,00	U/L - 37°C	
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	109,00	82,00 - 136,00	µg/dL	
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	145,00	116,00 - 174,00	µg/dL	
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	100,00	85,00 - 115,00	U/L	
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	2,50	2,20 - 2,80	mg/dL	
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	2,40	2,10 - 2,70	mg/dL	
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	309,00	247,00 - 371,00	µmol/L	
GAMA GT	SZASZ IFCC	33,00	26,00 - 40,00	U/L - 37°C	
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	69,00	62,00 - 76,00	mg/dL	
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	15,10	12,00 - 18,20	mg/dL	
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	14,00	10,00 - 18,00	U/L	
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	31,00	23,00 - 39,00	U/L	
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	1,90	1,70 - 2,10	mg/dL	
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,00	2,40 - 3,60	mg/dL	
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,30	3,00 - 3,60	mmol/L	
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,10	2,80 - 3,40	mmol/L	
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,50	3,00 - 4,00	mmol/L	
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,30	4,80 - 5,80	g/dL	
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	147,00	132,00 - 162,00	mmol/L	
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	137,00	123,00 - 151,00	mmol/L	
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	137,00	123,00 - 151,00	mmol/L	
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	24,00	19,00 - 29,00	U/L - 37°C	
TRANSAMINASE ALT (TGP)	REITMAN E FRANKEL	24,00	17,00 - 31,00	U/mL - 37°C	
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	20,00	15,00 - 25,00	U/L - 37°C	
TRANSAMINASE AST (TGO)	REITMAN E FRANKEL	20,00	16,00 - 24,00	U/mL - 37°C	
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	82,00	73,00 - 91,00	mg/dL	
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	30,00	24,00 - 36,00	mg/dL	
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	31,00	24,00 - 38,00	mg/dL	

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/03/2023

Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica

Controle de Qualidade

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

SAC Serviço de Assessoria ao Cliente  
0800 031 5454  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

Rua Teles de Menezes, 92 Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130 tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br