

PRODUTO: **BIOCONTROL N**
CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **0078**

FABRICAÇÃO: **05/2023**

VALIDADE: **05/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE BIOCONTROL N LOTE 0078

Val: 2025/05

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,00	2,20	-	3,80	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,50	3,10	-	3,90	g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	80,00	60,00	-	100,00	U/L-37°C
AMILASE	CINÉTICA IFCC	64,00	48,00	-	80,00	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,48	0,24	-	0,72	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,38	1,09	-	1,63	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	5,70	5,10	-	6,30	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	120,00	93,00	-	147,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	38,00	28,00	-	48,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	123,00	98,00	-	148,00	U/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	92,00	82,00	-	102,00	mmol/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	93,00	83,00	-	103,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	98,00	88,00	-	108,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	117,00	93,00	-	141,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	32,00	25,00	-	39,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	17,00	13,00	-	21,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	60,00	48,00	-	72,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	6.577,00	4.929,00	-	8.225,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,21	0,97	-	1,45	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	1,51	1,21	-	1,81	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,14	0,91	-	1,37	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	248,00	198,00	-	298,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	116,00	87,00	-	145,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	157,00	125,00	-	189,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	77,00	65,00	-	89,00	U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	2,50	2,20	-	2,80	mg/dL
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	2,30	1,90	-	2,70	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLISINA - ALBUMINA GLICADA	449,00	359,00	-	539,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	31,00	25,00	-	37,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	59,00	53,00	-	65,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	26,40	21,10	-	31,70	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	22,00	15,00	-	29,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	31,00	23,00	-	39,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	2,00	1,80	-	2,20	mg/dL
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,30	2,80	-	4,00	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,20	2,90	-	3,50	mmol/L
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,30	3,00	-	3,60	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,40	3,00	-	3,80	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,10	4,50	-	5,70	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	134,00	120,00	-	148,00	mmol/L
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	130,00	117,00	-	143,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	131,00	118,00	-	144,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	38,00	29,00	-	43,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	34,00	27,00	-	41,00	U/L - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	69,00	61,00	-	77,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	30,00	24,00	-	38,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	30,00	21,00	-	39,00	mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/06/2023

L. A. Souza
Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica
Controle de Qualidade