

PRODUTO: **BIOCONTROL N**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K073**

LOTE: **0085**

FABRICAÇÃO: **07/2024**

VALIDADE: **07/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL N LOTE 0085

Val: 2026/07

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)		Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,50	2,60	-	4,40 mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,80	3,40	-	4,20 g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	86,00	64,00	-	108,00 U/L-37°C
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,50	0,25	-	0,75 mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,45	1,16	-	1,74 mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	5,50	4,70	-	6,30 mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	186,00	139,00	-	233,00 µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	34,00	25,00	-	43,00 U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	116,00	93,00	-	139,00 U/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	99,00	89,00	-	109,00 mmol/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	95,00	85,00	-	105,00 mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	97,00	87,00	-	107,00 mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	150,00	120,00	-	180,00 mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	43,00	34,00	-	52,00 mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	43,00	34,00	-	52,00 mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	36,00	28,00	-	44,00 mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	6.605,00	4.954,01	-	8.255,99 U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,19	0,95	-	1,43 mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO)	1,49	1,19	-	1,79 mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,10	0,88	-	1,32 mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	315,00	252,00	-	378,00 U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	111,00	83,00	-	139,00 µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	110,00	88,00	-	132,00 µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	51,00	41,00	-	61,00 U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	3,10	2,50	-	3,70 mg/dL
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	2,60	2,10	-	3,10 mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	541,00	433,00	-	649,00 µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	23,00	18,00	-	28,00 U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	64,00	57,00	-	71,00 mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	30,80	24,60	-	37,00 mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	50,00	35,00	-	65,00 U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	34,00	25,00	-	43,00 U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	2,00	1,70	-	2,30 mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,70	3,30	-	4,10 mmol/L
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,60	3,20	-	4,00 mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,70	3,30	-	4,10 mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,50	4,70	-	6,30 g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	144,00	129,00	-	159,00 mmol/L
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	145,00	130,00	-	160,00 mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	144,00	129,00	-	159,00 mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	31,00	25,00	-	37,00 U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	43,00	34,00	-	52,00 U/L - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	134,00	120,00	-	148,00 mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	30,00	24,00	-	36,00 mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	33,00	26,00	-	40,00 mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/10/24

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade