

Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCONTROL P**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K074**

LOTE: **0059**

FABRICAÇÃO: **05/2023**

VALIDADE: **05/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCONTROL P LOTE 0059

Val: 2025/05

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	10,50	9,40 - 11,60	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	5,10	4,60 - 5,60	g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	658,00	493,00 - 823,00	U/L-37°C
AMILASE	CINÉTICA IFCC	480,00	360,00 - 600,00	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,96	0,48 - 1,44	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	3,81	2,87 - 4,95	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	11,70	10,50 - 12,90	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	184,00	147,00 - 221,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	73,00	58,00 - 88,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	340,00	272,00 - 408,00	U/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	120,00	108,00 - 132,00	mmol/L
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	120,00	108,00 - 132,00	mmol/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	120,00	108,00 - 132,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	218,00	196,00 - 240,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	73,00	58,00 - 88,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	50,00	40,00 - 60,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	94,00	75,00 - 113,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	8.885,00	7.108,00 - 10.662,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	4,50	3,80 - 5,40	mg/dL
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	4,80	3,84 - 5,76	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	4,50	3,60 - 5,40	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	750,00	600,00 - 900,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	195,00	146,00 - 244,00	µg/dL
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	251,00	201,00 - 301,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	347,00	278,00 - 416,00	U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	7,30	6,60 - 8,00	mg/dL
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	7,20	5,70 - 8,70	mg/dL
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	600,00	450,00 - 750,00	µmol/L
GAMA GT	SZASZ IFCC	155,00	124,00 - 186,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	230,00	207,00 - 253,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	43,40	32,50 - 54,30	mg/dL
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	173,00	129,00 - 217,00	U/L
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	106,00	79,00 - 133,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	4,30	3,80 - 4,80	mg/dL
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,80	3,00 - 4,60	mg/dL
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	6,90	6,20 - 7,60	mmol/L
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	6,80	5,90 - 7,30	mmol/L
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	7,10	6,30 - 7,90	mmol/L
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	7,90	7,10 - 8,70	g/dL
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	163,00	146,00 - 180,00	mmol/L
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	155,00	139,00 - 171,00	mmol/L
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	155,00	139,00 - 171,00	mmol/L
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	177,00	142,00 - 212,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	193,00	154,00 - 232,00	U/L - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	299,00	269,00 - 329,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	157,00	134,00 - 180,00	mg/dL
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	157,00	126,00 - 188,00	mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/06/2023

Livia Tereza de Andrade Souza
Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br